




Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства	страница 256
Аксессуары / Внеротовые устройства	страница 262
Эластические тяги / Внутриротовые устройства	страница 266
Вестибулярные пластинки	страница 272
OrthoSafe спортивные каппы	страница 273




Внутри и внеротовые устройства

Для всех типов лечения



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри - и внеротовые устройства ■**
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■


Внутри и внеротовые устройства



Полная программа для всех уровней лечения.

Дентаурум предлагает широкий выбор аппаратов и дополнительных элементов - от простых эластиков или сепарационных колец до шейных тяг и инновационных приспособлений, таких как Face Former или OrthoSafe.

Дентаурум уделяет большое внимание вопросам разработки, производства и отбора продукции применяемой для Внутри и Внеротовых устройств, чтобы соответствовать высочайшему качеству Dentaурум уже давно ставшему визитной карточкой компании. Это не только гарантирует высокий уровень безопасности для доктора и пациента, но и сокращает время лечения, одновременно повышая его эффективность.



Эластичные тяги

Представлены во многих цветах, диаметрах и различных степенях упругости.

Dentalastics® сепарационные кольца (сепараторы)

Для быстрой и легкой сепарации зубов



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства



Головная тяга (шапочка) с защитным модулем

Защитные модули головной и шейной тяги помогают предотвратить случайное смещение лицевой дуги. Когда сила тяги начинает превышать норму (примерно 2.5 - 3 кг / 5.5 - 6.6 lbs.), защитный модуль автоматически отсоединяет лицевую дугу, предотвращая любые повреждения (например, лицевой дуги). Сборка конструкции проста для пациентов или их родителей. Тяга отстегивается простым нажатием

Головная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!

Форма поставки:

Головная тяга с защитным модулем.

Сила нагрузки	Модуль	Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	белый	джинсовая, синяя	745-024-00	1 шт
средняя до 6 Н (600 г)	темно-синий	джинсовая, синяя	745-025-00	1 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	голубой	джинсовая, синяя	745-026-00	1 шт

CE



Головная тяга без защитных модулей

Головные тяги всегда должны быть использованы с защитными модулями!

Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	745-027-00	1 шт
хлопковая, синяя	745-031-00	1 шт
хлопковая, розовая	745-032-00	1 шт

CE



Головная тяга с модулями для лечения с использованием подбородочной пращи

Головная тяга должна быть использована только с подбородочной пращей и эластическими цепочками

Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	744-711-50	1 шт

CE



Шейная тяга с защитным модулем

Защитные модули головной и шейной тяги помогают предотвратить случайное смещение лицевой дуги. Когда сила тяги начинает превышать норму (примерно 2.5 - 3 кг / 5.5 - 6.6 lbs.), защитный модуль автоматически отсоединяет лицевую дугу, предотвращая любые повреждения (например, лицевой дуги). Сборка конструкции проста для пациентов или их родителей. Тяга отстегивается простым нажатием.

Шейная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!

Форма поставки:

Шейная тяга с защитным модулем.

Сила нагрузки	Шейная тяга	Модуль	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	джинсовая, синяя	белый	745-020-00	1 шт
средняя до 6 Н (600 г)	джинсовая, синяя	темно-синий	745-021-00	1 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	джинсовая, синяя	голубой	745-022-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Шейная тяга без защитных модулей

Шейная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!

Шейная тяга	Длина	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	180 мм	745-023-00	5 шт
хлопковая, синяя	180 мм	745-033-00	5 шт
хлопковая, розовая	180 мм	745-034-00	5 шт

CE



Полоски для шейной тяги

Цвет	Длина	Артикул	Количество
4 x синих, 3 x черных, 3 x желтых	170 мм	744-112-01	10 шт
синий	170 мм	744-101-01	10 шт

CE



Шейная тяга без защитного модуля (с подбивкой)

Шейные тяги всегда должны использоваться с защитными модулями

Шейная тяга	Длина	Артикул	Количество
синий / красный	180 мм	745-038-00	5 шт
красный / синий	180 мм	745-039-00	5 шт
синий / желтый	180 мм	745-041-00	5 шт

CE



Защитные модули с металлическим зажимом

Для шейной или головной тяги.

Головные и шейные тяги всегда должны использоваться с защитными модулями

Сила нагрузки	Модуль	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	белый	745-028-00	10 шт
средняя до 6 Н (600 г)	темно-синий	745-029-00	10 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	голубой	745-030-00	10 шт

CE



Металлическая клипса для защитного модуля

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 745-037-00	10 шт
--------------------	-------

CE



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства



Головная тяга с подбородочной пращей

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.
Соединительная часть находится между подбородком и височной областью.

Показания:

- для раннего лечения мезиальной окклюзии
- при тенденции к обратному резцовому перекрытию в области одного или всех передних зубов

Подбородочная праща	Цвет	Артикул	Количество
эластичная, пористая, воздухопроницаемая	синий	744-705-00	1 шт
ригидная, короткие наружные крючки, воздухопроницаемая	синий	744-709-00	1 шт

CE



Вертикальная головная тяга с подбородочной пращей

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.
Соединительная часть находится между подбородком и височной областью.

Показания:

- раннее лечение вертикальной резцовой дизокклюзии
- раннее лечение при тенденции к вертикальному росту лицевого отдела черепа

Подбородочная праща	Цвет	Артикул	Количество
эластичная, пористая, воздухопроницаемая	синий	744-706-00	1 шт
ригидная, короткие наружные крючки, воздухопроницаемая	синий	744-710-00	1 шт

CE



Головная тяга "Nisckham"

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.
Необходимая сила достигается использованием внеротовых эластиков (см. аксессуары)

Показания:

- для раннего лечения дистальной окклюзии с ретрузией резцов (глубокая резцовая окклюзия)
- для интрузии передних зубов
- для дистализации клыков / премоляров

J-крючки для Nisckham головной тяги смотрите раздел аксессуары артикул 744-713-00

Цвет	Артикул	Количество
синий	744-717-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Универсальная головная тяга "Nickham"

Стандартная, подходит для всех размеров головы.

Делает возможной индивидуальную настройку направления силы.

Необходимая сила достигается использованием внеротовых эластиков (см. аксессуары)

Показания:

- для дистализации зубов (для создания места и лечения дистальной окклюзии)
- для интрузии/экструзии зубов (коррекция окклюзионной плоскости)
- для одновременной интрузии и ретрузии резцов
- верхнечелюстная прогнатия
- для двустороннего анкера
- для лечения с удалением премоляров с полным закрытием промежутков и максимальным анкером
- коррекция положения средней линии

J-крючки для Nickham головной тяги смотрите раздел аксессуары артикул 744-713-00



Цвет	Артикул	Количество
синий	744-712-00	1 шт

CE

Лицевые маски

Имеет опору на лоб и подбородок, способствуя вытяжению (тракции) верхней челюсти и верхнего зубного ряда кпереди, а также мезиальному смещению боковых зубов обеих челюстей.

Показания:

- раннее лечение мезиальной окклюзии
 - верхнечелюстная микро и ретрогнатия
 - нижнечелюстная макрогнатия
- уменьшение передней верхней лицевой высоты (глубокий прикус)
- протрузия (перемещение) отдельных или группы зубов вдоль дуги
- в случаях хейлогнатопалатосхизиса
- для мезиализации верхнечелюстного зубного ряда

Лобная накладка с ремешком и подбородочной пращой (см. аксессуары)



Обозначение	Артикул	Количество
Реверсивная головная тяга "Tubinger"	745-300-00	1 шт
Лицевая маска модель "Delaire"	745-400-00	1 шт

CE

Noninium® лицевые дуги, medium

Не содержащие никель

(следовое содержание никеля $\leq 0.2\%$ в связи с особенностями производства)

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стоп петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 мм / 45		белые			740-000-00	1 шт

CE



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства



Стандартные лицевые дуги, mini

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 mm / 45		белые			740-019-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	740-219-00	1 шт

CE



Стандартные лицевые дуги, medium

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.00 mm / 40		белые			740-010-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые			740-020-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые	•		740-120-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	740-220-00	1 шт

CE



Стандартные лицевые дуги, maxi

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 mm / 45		белые			740-021-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	740-221-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Лицевая дуга со стопорными петлями, medium


Внутренняя дуга Ø: 1.15 мм / 45

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Размер наружной дуги	Размер внутренней дуги	Стопорные петли	Защитные колпачки / размер	Крючки для клыков	Артикул	Количество
49 мм	29 мм	83 мм	желтые/ размер 1		741-040-00	1 шт
49 мм	32 мм	90 мм	серые / размер 2		741-045-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные/размер 3		741-050-00	1 шт
49 мм	38 мм	104 мм	зеленые/размер 4		741-055-00	1 шт
49 мм	41 мм	111 мм	синие / размер 5		741-060-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные / размер 3	•	741-150-00	1 шт



CE

Лицевая дуга со стопорными петлями, medium

Лицевая дуга: пластиковое покрытие

Внутренняя дуга Ø: 1.15 мм / 45

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Размер наружной дуги	Размер внутренней дуги	Стопорные петли	Защитные колпачки / размер	Крючки для клыков	Артикул	Количество
49 мм	29 мм	83 мм	желтые/ размер 1		741-240-00	1 шт
49 мм	32 мм	90 мм	серые / размер 2		741-245-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные/размер 3		741-250-00	1 шт
49 мм	38 мм	104 мм	зеленые/размер 4		741-255-00	1 шт



CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары



Подбородочная праща

Эластичная, пористая,
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул **744-614-00** 1 шт

CE



Подбородочная праща

Ригидная, мягкая, с короткими крючками,
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул **744-613-00** 1 шт

CE



Подбородочная праща

Ригидная, мягкая, с длинными крючками,
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул **744-615-00** 1 шт

CE



Подбородочная праща

Для реверсивной головной тяги "Tubinger",
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул **745-304-00** 1 шт

CE



Прокладка для подбородочной пращи

Позволяет сделать ношение подбородочной пращи более
комфортным и избежать раздражения кожи подбородка

Артикул **744-616-00** 10 шт

CE



Прокладка для подбородочной пращи, Delaire

Для лба / подбородка
Для лицевой маски Delaire
(артикул 745-400-00), самоприклеивающаяся

Артикул **745-401-00** 2 шт

CE



Тракционные наклейки

Для головной тяги артикул 744-705-00 /
744-706-00 / 744-709-00 / 744-710-00).
Цвет: синий

Артикул **745-402-00** 2 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары

Головной ремешок эластичный, регулируемый

Для реверсивной головной тяги, модели "Tubinger"
Длина: 40 см

Артикул 745-302-00 5 шт

CE



Накладка для лба с ремешком

Для реверсивной головной тяги, модели "Tubinger"

Артикул 745-301-01 5 шт

CE



Головной ремешок

Для индивидуально подобранных головных тяг.

Цвет	Ширина	Длина	Артикул	Количество
синий	20 мм	22.50 м	744-601-00	1 шт

CE



J-Крючки

С петлями для прямого воздействия силы на дугу
Для головной тяги (артикул 744-202-00).

Артикул 742-501-00 1 пара

CE



J-Крючки для головной тяги Nickham

Для головных тяг артикул 744-712-00 и артикул 744-717-00.
Дополняется скользящими трубками и эластиками. Для ретракции клыков и премоляров

Артикул 744-713-00 2 шт

CE



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары



Dentalastics® внеротовая эластическая цепочка

Цвет	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	118 мм	774-300-00	10 шт

CE



Внеротовые латексные эластики

Высокая эластичность и устойчивость к нагрузкам. Указанная сила проявляется, когда эластик растянут в три раза больше указанного внутреннего диаметра.

Силы тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
слабая 2.3 Н (227 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	772-203-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-204-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	9.5 мм / 3/8 дюйма	772-205-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	12.7 мм / 1/2 дюйма	772-206-01	1000 шт
сильная 4.5 Н (455 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-208-01	1000 шт
сильная 4.5 Н (455 г)	12.7 мм / 1/2 дюйма	772-210-01	1000 шт

CE 0483



Губной бампер

С пластиковым экраном и крючком для межчелюстных эластиков

Показания:

- для дистализации моляров
- для стабилизации моляров в позднем сменном прикусе
- при вестибулярном наклоне (протрузии) передних зубов, вызванном давлением языка

Для трубок	Артикул	Количество
Ø 0.90 мм / 36	748-009-00	1 шт
Ø 1.15 мм / 45	748-114-00	1 шт

CE



Стопорные трубки

Для лицевых дуг и губных бамперов

Внутренний Ø	Длина	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	2 мм	480-914-00	100 шт

CE



Стопорные винты

По Ladanyi

Для лицевых дуг и губных бамперов

Внутренний Ø	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	480-918-02	10 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары

Ключ для шестигранных винтов

В соотв.с Ladanyi

Ширина ключа	Артикул	Количество
0.9 mm	480-924-02	1 шт



Активаторные трубки

Например для Teuscher активатора. Данные трубки могут быть встроены непосредственно в активатор для фиксации лицевых дуг.

Внутренний Ø	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	607-300-00	10 шт
1.30 мм / 51	607-301-00	10 шт



CE



Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые



Приспособление для установки эластиков
 Для размещения и удаления внутриротовых эластиков
 Цвет: ассортимент цветов

Артикул **772-400-00** 50 шт

CE



DISCO внутриротовые разноцветные латексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»

Сила:

Рейтинг силы основан на растяжении эластичности в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм / 3/16 дюйма	772-514-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	772-516-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-517-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм / 3/16 дюйма	772-524-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	772-526-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-527-00	25 x 100 шт

CE 0483

Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые

Внутриротовые латексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»

Упаковки с эластичками промаркированы символами в соответствии с размером и силой.

Таким образом, каждый тип может быть легко определен.

Сила:

Рейтинг силы основан на растяжении эластички в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.



Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество	
натуральный	легкая 0.7 Н (71r)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-103-00	10 x 100 шт	1
натуральный	легкая 0.7 Н (71r)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-104-00	10 x 100 шт	2
натуральный	легкая 0.7 Н (71r)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-106-00	10 x 100 шт	3
натуральный	легкая 0.7 Н (71r)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-107-00	10 x 100 шт	4
натуральный	легкая 0.7 Н (71r)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-109-00	10 x 100 шт	5
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-113-00	10 x 100 шт	6
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-114-00	10 x 100 шт	7
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-116-00	10 x 100 шт	8
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-117-00	10 x 100 шт	9
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-119-00	10 x 100 шт	10
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-123-00	10 x 100 шт	11
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-124-00	10 x 100 шт	12
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-125-00	10 x 100 шт	13
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-126-00	10 x 100 шт	14
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-127-00	10 x 100 шт	15

CE 0483

Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование/ Внутриротовые



Внутриротовые нелатексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»

Упаковки с эластками промаркированы символами в соответствии с размером и силой.

Таким образом, каждый тип может быть легко определен.

Сила:

Рейтинг силы основан на растяжении эластика в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество	
1	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-303-00	10 x 100 шт
2	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-304-00	10 x 100 шт
3	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-306-00	10 x 100 шт
4	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-307-00	10 x 100 шт
5	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-309-00	10 x 100 шт
6	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-313-00	10 x 100 шт
7	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-314-00	10 x 100 шт
8	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-316-00	10 x 100 шт
9	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-317-00	10 x 100 шт
10	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-319-00	10 x 100 шт
11	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-323-00	10 x 100 шт
12	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-324-00	10 x 100 шт
13	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-325-00	10 x 100 шт
14	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-326-00	10 x 100 шт
15	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-327-00	10 x 100 шт

☎ 0483



Контейнер для внутриротовых эластиков

Для мини упаковок пациентов.

С настенным кронштейном.

Размеры (ШхВхД): 508 x 169 x 107 мм

Цвет: белый

Артикул **772-000-00**

1 шт



Внутриротовые латексные эластики

Специальные размеры

От клыка до клыка, для лицевых дуг с крючками для клыков. Высочайшая эластичность и устойчивость к

«усталости». Рейтинг силы основан на растяжении эластика в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
Средняя 1.3 Н (128 г)	16 мм / 5/8 дюйма	772-100-00	1000 шт
Средняя 1.3 Н (128 г)	19 мм / 3/4 дюйма	772-200-00	1000 шт

☎ 0483

Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование/ Внутриротовые

Эластичная лигатура

Для ротации передвижения клыков, восьмиобразного лигирования и т.д.

- с шершавыми поверхностями, обеспечивающими прикрепление
- невероятно высокая сила растяжения
- постоянная сила

Цвет	Наружный Ø	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	0.65 мм / 25	7.5 м	775-210-01	1 шт

CE 0483



Elasto-Force эластичная лигатурная нить

Для ротации передвижения клыков, восьмиобразного лигирования и т.д.

Легко затягивать, т.к. нить полая

Цвет	Наружный Ø	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	0.65 мм / 25	15 м	774-205-00	1 шт

CE 0483




Dentalastics® ротационные клинья

Для индивидуального вращения зуба.

Цвет	Артикул	Количество
серый	774-003-00	100 шт
полупрозрачный	774-000-00	100 шт

CE 0483



Dentalastics® пластиковые лигатуры

Для лигирования дуг к брекетам.

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	774-002-01	1000 шт

CE 0483



Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые




Dentalastics® сепараторы

Для быстрой и лёгкой сепарации зубов. Рентгеноконтрастные (идеальная установка 60 кВ и 3 мА).

Цвет	Внутренний Ø	Показания	Артикул	Количество
зеленый	1.5 mm	для передних зубов	774-100-01	1000 шт
синий	2.1 mm	для задних зубов	774-200-01	1000 шт


CE 0483



Elasto-Force эластичные пластиковые цепочки

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м	•	774-220-00	1 рулон
розовый	1.3 мм	4.5 м	•	774-231-00	1 рулон
синий	1.3 мм	4.5 м	•	774-232-00	1 рулон
красный	1.3 мм	4.5 м	•	774-233-00	1 рулон
серебряный металлик	1.3 мм	4.5 м	•	774-235-00	1 рулон
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м		774-221-00	1 рулон
синий	1.3 мм	4.5 м		774-226-00	1 рулон
серебряный металлик	1.3 мм	4.5 м		774-229-00	1 рулон
жемчужный	1.3 мм	4.5 м		774-236-00	1 рулон

CE 0483



SUPER Elasto-Force эластичные пластиковые цепочки

Постоянное давление с более продолжительным по времени эффектом. Высокая эластичность с отличной упругостью.

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м	•	774-217-00	1 рулон
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м		774-216-00	1 рулон

CE 0483

Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые

Dentalastics® personal набор

Разноцветные пластиковые лигатуры


Специальные тонкие пластиковые лигатуры для лигирования дуг к брекетам.

Содержимое набора:

Все 11 цветов, 4 модуля каждого, всего 44 модуля x 22 кольца = 968 шт

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
все цвета	1.3 мм	774-561-01	1 набор

CE 0483



Dentalastics® personal пакеты с модулями по цветам

Специальные тонкие пластиковые лигатуры для лигирования дуг к брекетам.

Содержимое:

45 модулей x 22 кольца = 990 шт

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
серебряный	1.3 мм	774-549-00	1 пакет
полупрозрачный	1.3 мм	774-551-00	1 пакет
черный	1.3 мм	774-552-00	1 пакет
белый	1.3 мм	774-553-00	1 пакет
розовый	1.3 мм	774-554-00	1 пакет
синий	1.3 мм	774-555-00	1 пакет
красный	1.3 мм	774-556-00	1 пакет
пурпурный	1.3 мм	774-557-00	1 пакет
желтый	1.3 мм	774-558-00	1 пакет
зеленый	1.3 мм	774-559-00	1 пакет
оранжевый	1.3 мм	774-560-00	1 пакет
жемчужный	1.3 мм	774-563-00	1 пакет

CE 0483



Внутри и внеротовые устройства

Ротовые заслонки (трейнеры)



Ротовая заслонка “Ulmer Model”

Показания:

- некорректное функционирование языка (давление языком, неправильная позиция языка)
- закусывание губ
- засасывание губ
- сосание большого пальца
- слабая мускулатура структуры губ

Преимущества:

- отсутствие точек давления, благодаря пластичности материала
- больше комфорта при ношении
- лучшее принятие пациентом
- легче контролировать совершение миофункциональных упражнений

Специальные контейнеры см. в аксессуарах!

Размер	Артикул	Количество
mini / размер 1 = для пациентов дошкольного возраста	074-000-00	1 шт
maxi / размер 2 = для пациентов от школьного возраста и старше	074-001-00	1 шт

CE



Формирователь лица

По Berndsen

Данная терапия нацелена на причину и является холистической. Регулярные тренировки с использованием формирователя лица повышают тонус тканей, мышц и кожи рта и лица. Усиливают и гармонизируют мышечные функции, которые особенно важны для жевания, глотания, дикции, дыхания, позиции зубов, а также мимики.

Показания:

- трудности глотания (дисфагия)
- неправильное функционирование языка
- дисфункции жевания
- нарушения речи по функциональным причинам
- в избавлении от сосания большого пальца, кусания губ и т.д.
- паралич оральной и лицевой областей
- после оперативных вмешательств на лице, челюсти и языке
- смещение зубов, аномалии челюсти
- бруксизм, височно-нижнечелюстные проблемы
- храп
- активация назального дыхания, избавление от ротового дыхания
- и т.д.

цвет	форма	Артикул	Количество
полупрозрачный синий	индивидуальная	074-100-00	1 шт
полупрозрачный синий	анатомическая	074-101-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

OrthoSafe спортивные шины

OrthoSafe спортивные шины / Ассортимент

Артикул **074-200-00** 1 набор

CE

Безопасные и комфортные шины для всех видов спорта. Имеющие анатомическую форму, OrthoSafe, подстраиваются под пользователя для этого достаточно ненадолго поместить их в горячую воду. Оптимально защищает верхний и нижний зубные ряды.

Также можно использовать с различными видами брекетов.

- 5 x цветных спортивных шин
- Цвета: полупрозрачный, розовый, синий, зеленый, желтый (каждого по 1шт.)
- 5 x пластиковых коробочек
- 5 x направляющих

Шнурок с защитным замком (артикул 163-807-00) не входит в данный набор!



OrthoSafe спортивные шины / Штучные упаковки

Безопасные и комфортные шины для всех видов спорта. Имеющие анатомическую форму, OrthoSafe, подстраиваются под пользователя для этого достаточно ненадолго поместить их в горячую воду. Оптимально защищает верхний и нижний зубные ряды.

- 1 x спортивная шина
- 1 x пластиковая коробка
- 1 x направляющая

Шнурок с защитным замком (артикул 163-807-00) не входит в данный набор!

Цвет	Артикул	Количество
Полупрозрачный	074-201-00	1 шт
Синий	074-203-00	1 шт

CE

