



Лингвальная система

Лингвальные брекетy	страница 32
Лингвальные трубки	страница 33
Дуги	страница 34
Инструменты	страница 36
LinguSet	страница 37
Аксессуары	страница 40



Лингвальная система

Преимущество свободы лечения



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■**
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Лингвальная система



Инновационная лингвальная система от Dentaaurum

Полноценная система, содержащая все необходимые компоненты.

Лингвальная система magic® предлагает все основные компоненты от одного производителя. Это обеспечивает высокоэффективное лечение, поскольку все индивидуальные звенья идеально сочетаются. Лингвальная система от Dentaaurum включает в себя следующие элементы: брекет, лингвальные трубки, дуги, щипцы и инструменты, формирователь дуги LinguForm и набор для позиционирования брекетов LinguSet.





Лингвальная система


Лингвальные брекеты

magic®

Паз 0.51 x 0.51 мм/20 x 20 – с вертикальным крючком - без содержания никеля

Зуб	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм	2.9 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.9 мм	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-403-00	790-403-00	790-403-00	790-401-00	790-400-00	790-400-00	790-400-00	790-400-00	790-402-00	790-403-00	790-403-00	790-403-00
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483



Зуб	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-406-00	790-406-00	790-406-00	790-404-00	790-404-00	790-404-00	790-405-00	790-405-00	790-405-00	790-406-00	790-406-00	790-406-00
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент

1 набор	24 брекета+4 лингвальные трубки	Артикул 891-363-00
1 набор	24 брекета	Артикул 891-371-00
1 набор	12 брекетов + 2 лингвальные трубки	Артикул 891-364-00
1 набор	12 брекетов	Артикул 891-372-00

Примечание:

Брекет Артикул 790-403-00 также имеет дополнительную круглую десневую трубку 0.46 мм/18. Лингвальные трубки с мезиальными крючками:
Зубы 17/37 = Артикул 722-000-50, зубы 27/47 = Артикул 722-001-50.
Также смотрите индивидуальные упаковки.

*в соответствии с ISO 6871-1 (1994)



magic® маленькие лингвальные брекеты

С вертикальным крючком. Не содержат никель.

Зуб	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
43-41/31-33				•	1.6 мм	790-409-00	1 шт

CE 0483

Паз: 0.51 x 0.51 мм / 20 x 20
*в соотв. с ISO 6871-1 (1994)



magic® маленькие лингвальные брекеты

Конвертируемый. С вертикальным крючком.

Зуб	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
15-14/34-35				•	3.3 мм	790-408-00	1 шт
24-25/45-44				•	3.3 мм	790-407-00	1 шт

CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм / 20 x 20

magic® лингвальные трубки/ адгезивная техника

Конвертируемые (паз: 2 x 0.9 мм/2 x 36) для лингвальных/небных дуг, аппаратов Goshgarian, Quad-Helix, закрытые.



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16					4.0 мм	722-002-51	1 шт
26-27					4.0 мм	722-003-51	1 шт

CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20

magic® лингвальные трубки/ адгезивная техника

Неконвертируемые. С мезиальным крючком. Без содержания никеля.



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37				•	4.0 мм	722-000-50	1 шт
26-27/47-46				•	4.0 мм	722-001-50	1 шт

CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20
*В соотв.с ISO 6871-1 (1994)

magic® лингвальные трубки/ адгезивная техника

Конвертируемые. С мезиальным/дистальным крючком.



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37				•	6.5 мм	722-004-51	1 шт
26-27/47-46				•	6.5 мм	722-005-51	1 шт

CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20

magic® лингвальные трубки/для приваривания

Конвертируемые. (паз: 2 x 0.9 мм/2 x 36) для лингвальных/небных дуг, аппаратов Goshgarian, Quad-Helix, закрытые.



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16					4.0 мм	722-002-00	1 шт
26-27					4.0 мм	722-003-00	1 шт

CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20

Лингвальная система

Дуги

Термоактивный никель-титановый сплав.



Тensis®лингвальные дуги, круглые.

Грибовидная форма дуги.

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Без маркировки центра

Ø	Размер	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12	1		766-750-00	3 шт
0.35 мм / 14	1		766-722-00	3 шт
0.40 мм / 16	1		766-723-00	3 шт
0.45 мм / 18	1		766-724-00	3 шт
0.30 мм / 12	2		766-751-00	3 шт
0.35 мм / 14	2		766-726-00	3 шт
0.40 мм / 16	2		766-727-00	3 шт
0.45 мм / 18	2		766-728-00	3 шт
0.30 мм / 12	3		766-752-00	3 шт
0.35 мм / 14	3		766-730-00	3 шт
0.40 мм / 16	3		766-731-00	3 шт
0.45 мм / 18	3		766-732-00	3 шт
0.30 мм / 12	4		766-753-00	3 шт
0.35 мм / 14	4		766-734-00	3 шт
0.40 мм / 16	4		766-735-00	3 шт
0.45 мм / 18	4		766-736-00	3 шт
0.30 мм / 12	5		766-754-00	3 шт
0.35 мм / 14	5		766-738-00	3 шт
0.40 мм / 16	5		766-739-00	3 шт
0.45 мм / 18	5		766-740-00	3 шт
0.30 мм / 12	6		766-755-00	3 шт
0.35 мм / 14	6		766-742-00	3 шт
0.40 мм / 16	6		766-743-00	3 шт
0.45 мм / 18	6		766-744-00	3 шт
0.30 мм / 12	7		766-756-00	3 шт
0.35 мм / 14	7		766-746-00	3 шт
0.40 мм / 16	7		766-747-00	3 шт
0.45 мм / 18	7		766-748-00	3 шт

CE 0483



Тensis®лингвальные дуги, прямоугольные.

Грибовидная форма дуги.

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Без маркировки центра

□	Размер	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	1	0.64 мм	766-725-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	2	0.64 мм	766-729-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	3	0.64 мм	766-733-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	4	0.64 мм	766-737-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	5	0.64 мм	766-741-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	6	0.64 мм	766-745-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	7	0.64 мм	766-749-00	3 шт

CE 0483

Титан-молибденовый сплав без содержания никеля

**rematitan® SPECIAL лингвальные дуги, прямоугольные**Категория силы: средняя плюс • 1100-1400 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: желтый

Маркировка центра: есть

<input checked="" type="checkbox"/>	Размер	Диагональ	Артикул	Количество
	0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	0.64 мм	766-630-00	3 шт

CE 0483

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)

**remanium® лингвальные дуги, прямоугольные**Категория силы: пружинно жесткая плюс • 2000-2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красный

Маркировка центра: есть

<input checked="" type="checkbox"/>	Размер	Диагональ	Артикул	Количество
	0.48 x 0.48 мм / 19 x 19	0.62 мм	767-212-00	3 шт
	0.48 x 0.48 мм / 19 x 19	0.64 мм	767-213-00	3 шт
	0.51 x 0.51 мм / 20 x 20			

CE 0483



Лингвальная система

Инструменты



LinguForm формирователь дуги

Для формирования плоских, простых дуг из круглой или прямоугольной проволоки для лингвальной техники.

Ø 0.35 мм / 14, □ 0.35 мм / 14

Ø 0.41 мм / 16, □ 0.41 мм / 16

Ø 0.46 мм / 18, □ 0.46 мм / 18

Ø 0.48 мм / 19, □ 0.48 мм / 19

Ø 0.51 мм / 20, □ 0.51 мм / 20

Цвет: серебряный

Артикул 004-190-00 1 шт



magic® лингвальные щипцы для изгиба проволоки

Стерилизуемые

Для изгиба петель и создания компенсаторных изгибов на дуге при использовании лингвальной техники.

Петли: 1.5, 2.0, 2.5 и 3.0 мм

Макс.толщина проволоки: Ø 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • 10 лет гарантии.

Артикул 003-001-00 1 шт

CE



magic® щипцы-москиты, изогнутые

Стерилизуемые

Для установки и подвязывания Dentalastics® эластичных лигатур и magic® SUPER Elasto-Force эластичной цепочки, особенно для лингвальной техники.

Артикул 000-732-00 1 шт

CE



LinguBall инструмент

Стерилизуемый

Для простого и атравматичного удаления излишков адгезива при прямой и не прямой фиксации в работе с вестибулярной и лингвальной техниками

Артикул 023-275-00 1 шт

CE

Лингвальная система

LinguSet

LinguSet Установка для позиционирования брекетов

Артикул 076-100-01 1 шт

Для точного позиционирования лингвальных брекетов magic[®] и лингвальных трубок на финальной set-up модели.

LinguSet содержит:

LinguSet Установку для позиционирования брекетов, аксессуары
LinguSet (Артикул 076-101-00 по 076-115-00)

LinguSet столик для модели (Артикул 076-112-00) и LinguSet лазерный позиционер (Артикул 076-114-00) не включены!



LinguSet столик для модели

Артикул 076-112-00 1 шт

Передвижной рабочий столик с двойным креплением. Для быстрой фиксации модели
Не входит в LinguSet (Артикул 076-100-01)!



LinguSet лазерный позиционер

Артикул 076-114-00 1 шт

Для точного выставления плоскости дуги параллельно рабочей плоскости стола.

Не входит в LinguSet (Артикул 076-100-01)!



LinguSet площадка для позиционирования

Артикул 076-113-00 1 шт

Для перемещения окклюзионной плоскости параллельно столику и плоскости наложения



LinguSet удерживатель позиционера передних зубов

Артикул 076-101-00 1 шт

Для удерживания в установке позиционеров LinguSet



Лингвальная система

LinguSet



**LinguSet удерживатель брекетов для зубов
12-11/21-22**

Позиционер лингвальных брекетов magic®
для резцов верхней челюсти

Артикул 076-109-00 1 шт



**LinguSet удерживатель брекетов для
клыков верхней челюсти 13/23**

Позиционер лингвальных брекетов magic®
для верхних клыков.

Артикул 076-110-00 1 шт



**LinguSet удерживатель брекетов для зубов
43-41/31-33**

Позиционер лингвальных брекетов magic®
для нижних передних зубов

Артикул 076-111-00 1 шт



**LinguSet позиционер для дистальной группы
зубов**

Для фиксации брекетов на модели

Артикул 076-102-00 1 шт



**LinguSet позиционер брекетов,
безинтервальный**

Для позиционирования лингвальных
брекетов на дистальную группу зубов.

Артикул 076-103-00 1 шт



LinguSet позиционер брекетов, с интервалом 1 мм

Для позиционирования лингвальных
брекетов на дистальную группу зубов.

Артикул 076-104-00 1 шт



LinguSet позиционер брекетов, с интервалом 2 мм

Для позиционирования лингвальных
брекетов на дистальную группу зубов.

Артикул 076-105-00 1 шт

Лингвальная система

LinguSet

LinguSet позиционер для 1 брекета на задний зуб

Для позиционирования 1 лингвального брекета на задние зубы.

Артикул **076-106-00** 1 шт



LinguSet позиционер для 2 брекетов на задние зубы

Для позиционирования 2 лингвальных брекетов на задние зубы.

Артикул **076-107-00** 1 шт



LinguSet позиционер для magic® лингвальных трубок

Для позиционирования magic® лингвальных трубок

Артикул **076-108-00** 1 шт



LinguSet позиционер

Для конвертируемых magic® лингвальных брекетов (Артикул 790-407-00 и 790-408-00) и лингвальных трубок (Артикул 722-002-51, 722-003-51, 722-004-51 и 722-005-51).

Артикул **076-115-00** 1 шт



Лингвальная система

Аксессуары



magic® SUPER Elasto-Force пластиковая цепочка

Постоянное приложение силы в течение длительного периода времени. Очень высокая эластичность с отличной силой возврата. Специальная плоская круглая форма идеально подходит для лингвальной техники и для множественного наложения лигатур. Сверхпрочная.

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
прозрачный	1.3 мм	3.5 м	•	774-210-00	1 рулон
прозрачный	1.3 мм	3.5 м		774-211-00	1 рулон

CE 0483



LinguSil

(Polyvinylsiloxane)

Переносная матрица для брекетов (техника непрямой фиксации)

Набор содержит:

1 x 50 мл картридж

6 x смесительных насадок

Качества продукта:

- время нанесения примерно 45 сек
- твердость 72
- для светового отверждения
- позволяет создавать прозрачные желобки для лингвального и вестибулярного переноса брекетов
- двухкомпонентный силикон (Polyvinylsiloxane) в картридже
- высокая эластичность и в то же время стабильность формы
- высокая прочность
- легко разрезать (на единичные ячейки для отдельных зубов)
- может быть использован в лингвальной технике, а также в протезировании и имплантологии.

Цвет: прозрачный

Артикул 164-000-00 1 набор

CE



LinguSil инъектор

Для работы с картриджамиLinguSil

Соединение с картриджем: DS 50

Артикул 164-001-00 1 шт



magic® приспособление для переноса

Для лингвальных брекетов magic®.

Для точного переноса брекетов с set-up модели непосредственно на зубы пациента

Артикул 164-002-15 15 шт

Артикул 164-002-30 30 шт

CE

