



Кольца

dentaform® Snap

Ассортимент	страница 140
Штучные упаковки	страница 141

dentaform®

Ассортимент	страница 145
Штучные упаковки	страница 147

Standard

Ассортимент	страница 156
Штучные упаковки	страница 159

Аксессуары

	страница 166
--	--------------



FDI-Система

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Кольца

Современные системы ортодонтических колец



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■**
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Кольца



Лучшее качество

Простое и точное позиционирование, эластичность и анатомически правильная конфигурация – вот главные требования к ортодонтическим кольцам. Дентаурум предъявляет высочайшие требования к качеству, форме и материалам для производства колец. На всех кольцах имеется биосовместимая лазерная маркировка¹, облегчающая подготовку и выбор размеров колец. Кольца отполированы до блеска с наружной стороны, внутренняя сторона имеет ретенционные пункты для улучшения адгезивных свойств.

Имеющие анатомическую форму кольца dentaform® сделаны из очень пластичного материала, благодаря чему легко припасовываются на зубы. Dentaform® Snap произведены из более твердого материала для оптимальной стабильности и поддержания постоянства формы. Высокий уровень стабильности предотвращает нежелательные деформации по контуру кольца. Помимо этого мы предлагаем доступные по цене стандартные кольца для универсального использования.

¹U.S. Патент No. 5,326,259



dentaform® Snap

Кольца с эффектом защелкивания

dentaform®

Превосходная лёгкая адаптация

Standard


Универсальные стандартные кольца

Услуга предварительной приварки.

Надежно и быстро.

Оптимальный сервис.

По Вашему запросу все брекет-системы компании Dentaaurum, щечные трубки и дополнительные элементы могут быть приварены к кольцам. Наши компетентные сотрудники помогут вам с заказом и обеспечат быстроту его выполнения.



Быстро и просто заказать.

■ **Попросите форму заказа предварительной приварки к кольцам**

Для обеспечения быстрого и надежного оформления, всегда используйте наши формы заказа предварительной приварки к кольцам.

■ **Персональная карта с вариантами заказа для сервиса предварительной приварки к кольцам**

В вашей персональной карте указаны все требования и пожелания. Мы будем рады помочь вам в любой момент.

■ **Готовые кольца.**

Вы получите готовые кольца, упакованные с указанием содержимого.



Кольца

dentaform® Snap / Ассортимент

- с супер защелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS⁵
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- лоток (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра.

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾	Артикул	
16	№. 5-36 (2)	878-064-18	878-064-22	878-064-00	64 шт
26	№. 5-36 (2)	879-064-18	879-064-22	879-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾	Артикул	
16	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	878-150-18	878-150-22	878-150-00	150 шт
26	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	879-150-18	879-150-22	879-150-00	150 шт

CE 0483

¹⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-266-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
 (26) сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-268-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
 (26) сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

Кольца для нижнего 1-го моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾	Артикул	
46	№. 5-36 (2)	880-064-18	880-064-22	880-264-00	64 шт
36	№. 5-36 (2)	881-064-18	881-064-22	881-264-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾	Артикул	
46	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	880-150-18	880-150-22	880-250-00	150 шт
36	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	881-150-18	881-150-22	881-250-00	150 шт

CE 0483

¹⁾ (46) сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
 (36) сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾ (46) сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
 (36) сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

Кольца

dentaform® Snap / Штучные упаковки

- с супер зацелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾			
16	1	0,12 мм	8,78 мм	878-001-18	878-001-22	1 шт	878-001-00	10 шт
16	2	0,12 мм	8,89 мм	878-002-18	878-002-22	1 шт	878-002-00	10 шт
16	3	0,12 мм	8,99 мм	878-003-18	878-003-22	1 шт	878-003-00	10 шт
16	4	0,12 мм	9,09 мм	878-004-18	878-004-22	1 шт	878-004-00	10 шт
16	5	0,12 мм	9,20 мм	878-005-18	878-005-22	1 шт	878-005-00	10 шт
16	6	0,12 мм	9,30 мм	878-006-18	878-006-22	1 шт	878-006-00	10 шт
16	7	0,12 мм	9,40 мм	878-007-18	878-007-22	1 шт	878-007-00	10 шт
16	8	0,12 мм	9,50 мм	878-008-18	878-008-22	1 шт	878-008-00	10 шт
16	9	0,15 мм	9,61 мм	878-009-18	878-009-22	1 шт	878-009-00	10 шт
16	10	0,15 мм	9,71 мм	878-010-18	878-010-22	1 шт	878-010-00	10 шт
16	11	0,15 мм	9,81 мм	878-011-18	878-011-22	1 шт	878-011-00	10 шт
16	12	0,15 мм	9,92 мм	878-012-18	878-012-22	1 шт	878-012-00	10 шт
16	13	0,15 мм	10,02 мм	878-013-18	878-013-22	1 шт	878-013-00	10 шт
16	14	0,15 мм	10,12 мм	878-014-18	878-014-22	1 шт	878-014-00	10 шт
16	15	0,15 мм	10,23 мм	878-015-18	878-015-22	1 шт	878-015-00	10 шт
16	16	0,15 мм	10,33 мм	878-016-18	878-016-22	1 шт	878-016-00	10 шт
16	17	0,15 мм	10,43 мм	878-017-18	878-017-22	1 шт	878-017-00	10 шт
16	18	0,15 мм	10,54 мм	878-018-18	878-018-22	1 шт	878-018-00	10 шт
16	19	0,15 мм	10,64 мм	878-019-18	878-019-22	1 шт	878-019-00	10 шт
16	20	0,15 мм	10,74 мм	878-020-18	878-020-22	1 шт	878-020-00	10 шт
16	21	0,15 мм	10,85 мм	878-021-18	878-021-22	1 шт	878-021-00	10 шт
16	22	0,15 мм	10,95 мм	878-022-18	878-022-22	1 шт	878-022-00	10 шт
16	23	0,15 мм	11,05 мм	878-023-18	878-023-22	1 шт	878-023-00	10 шт
16	24	0,15 мм	11,16 мм	878-024-18	878-024-22	1 шт	878-024-00	10 шт
16	25	0,18 мм	11,26 мм	878-025-18	878-025-22	1 шт	878-025-00	10 шт
16	26	0,18 мм	11,36 мм	878-026-18	878-026-22	1 шт	878-026-00	10 шт
16	27	0,18 мм	11,47 мм	878-027-18	878-027-22	1 шт	878-027-00	10 шт
16	28	0,18 мм	11,57 мм	878-028-18	878-028-22	1 шт	878-028-00	10 шт
16	29	0,18 мм	11,67 мм	878-029-18	878-029-22	1 шт	878-029-00	10 шт
16	30	0,18 мм	11,78 мм	878-030-18	878-030-22	1 шт	878-030-00	10 шт
16	31	0,18 мм	11,88 мм	878-031-18	878-031-22	1 шт	878-031-00	10 шт
16	32	0,18 мм	11,98 мм	878-032-18	878-032-22	1 шт	878-032-00	10 шт
16	33	0,18 мм	12,08 мм	878-033-18	878-033-22	1 шт	878-033-00	10 шт
16	34	0,18 мм	12,19 мм	878-034-18	878-034-22	1 шт	878-034-00	10 шт
16	35	0,18 мм	12,29 мм	878-035-18	878-035-22	1 шт	878-035-00	10 шт
16	36	0,18 мм	12,39 мм	878-036-18	878-036-22	1 шт	878-036-00	10 шт

CE 0483



¹⁾ сварены с щечными трубами 724-266-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾ сварены с щечными трубами 724-268-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

верхняя челюсть

нижняя челюсть

Кольца

dentaform® Snap / Штучные упаковки

- с супер защелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾			
26	1	0,12 мм	8,78 мм	879-001-18	879-001-22	1 шт	879-001-00	10 шт
26	2	0,12 мм	8,89 мм	879-002-18	879-002-22	1 шт	879-002-00	10 шт
26	3	0,12 мм	8,99 мм	879-003-18	879-003-22	1 шт	879-003-00	10 шт
26	4	0,12 мм	9,09 мм	879-004-18	879-004-22	1 шт	879-004-00	10 шт
26	5	0,12 мм	9,20 мм	879-005-18	879-005-22	1 шт	879-005-00	10 шт
26	6	0,12 мм	9,30 мм	879-006-18	879-006-22	1 шт	879-006-00	10 шт
26	7	0,12 мм	9,40 мм	879-007-18	879-007-22	1 шт	879-007-00	10 шт
26	8	0,12 мм	9,50 мм	879-008-18	879-008-22	1 шт	879-008-00	10 шт
26	9	0,15 мм	9,61 мм	879-009-18	879-009-22	1 шт	879-009-00	10 шт
26	10	0,15 мм	9,71 мм	879-010-18	879-010-22	1 шт	879-010-00	10 шт
26	11	0,15 мм	9,81 мм	879-011-18	879-011-22	1 шт	879-011-00	10 шт
26	12	0,15 мм	9,92 мм	879-012-18	879-012-22	1 шт	879-012-00	10 шт
26	13	0,15 мм	10,02 мм	879-013-18	879-013-22	1 шт	879-013-00	10 шт
26	14	0,15 мм	10,12 мм	879-014-18	879-014-22	1 шт	879-014-00	10 шт
26	15	0,15 мм	10,23 мм	879-015-18	879-015-22	1 шт	879-015-00	10 шт
26	16	0,15 мм	10,33 мм	879-016-18	879-016-22	1 шт	879-016-00	10 шт
26	17	0,15 мм	10,43 мм	879-017-18	879-017-22	1 шт	879-017-00	10 шт
26	18	0,15 мм	10,54 мм	879-018-18	879-018-22	1 шт	879-018-00	10 шт
26	19	0,15 мм	10,64 мм	879-019-18	879-019-22	1 шт	879-019-00	10 шт
26	20	0,15 мм	10,74 мм	879-020-18	879-020-22	1 шт	879-020-00	10 шт
26	21	0,15 мм	10,85 мм	879-021-18	879-021-22	1 шт	879-021-00	10 шт
26	22	0,15 мм	10,95 мм	879-022-18	879-022-22	1 шт	879-022-00	10 шт
26	23	0,15 мм	11,05 мм	879-023-18	879-023-22	1 шт	879-023-00	10 шт
26	24	0,15 мм	11,16 мм	879-024-18	879-024-22	1 шт	879-024-00	10 шт
26	25	0,18 мм	11,26 мм	879-025-18	879-025-22	1 шт	879-025-00	10 шт
26	26	0,18 мм	11,36 мм	879-026-18	879-026-22	1 шт	879-026-00	10 шт
26	27	0,18 мм	11,47 мм	879-027-18	879-027-22	1 шт	879-027-00	10 шт
26	28	0,18 мм	11,57 мм	879-028-18	879-028-22	1 шт	879-028-00	10 шт
26	29	0,18 мм	11,67 мм	879-029-18	879-029-22	1 шт	879-029-00	10 шт
26	30	0,18 мм	11,78 мм	879-030-18	879-030-22	1 шт	879-030-00	10 шт
26	31	0,18 мм	11,88 мм	879-031-18	879-031-22	1 шт	879-031-00	10 шт
26	32	0,18 мм	11,98 мм	879-032-18	879-032-22	1 шт	879-032-00	10 шт
26	33	0,18 мм	12,08 мм	879-033-18	879-033-22	1 шт	879-033-00	10 шт
26	34	0,18 мм	12,19 мм	879-034-18	879-034-22	1 шт	879-034-00	10 шт
26	35	0,18 мм	12,29 мм	879-035-18	879-035-22	1 шт	879-035-00	10 шт
26	36	0,18 мм	12,39 мм	879-036-18	879-036-22	1 шт	879-036-00	10 шт

CE 0483



¹⁾сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

- с супер защелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- приваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾			
					Артикул		Артикул	
46	1	0,12 мм	8,91 мм	880-201-18	880-201-22	1 шт	880-201-00	10 шт
46	2	0,12 мм	9,03 мм	880-202-18	880-202-22	1 шт	880-202-00	10 шт
46	3	0,12 мм	9,15 мм	880-203-18	880-203-22	1 шт	880-203-00	10 шт
46	4	0,12 мм	9,28 мм	880-204-18	880-204-22	1 шт	880-204-00	10 шт
46	5	0,12 мм	9,40 мм	880-205-18	880-205-22	1 шт	880-205-00	10 шт
46	6	0,12 мм	9,52 мм	880-206-18	880-206-22	1 шт	880-206-00	10 шт
46	7	0,12 мм	9,65 мм	880-207-18	880-207-22	1 шт	880-207-00	10 шт
46	8	0,12 мм	9,77 мм	880-208-18	880-208-22	1 шт	880-208-00	10 шт
46	9	0,15 мм	9,89 мм	880-209-18	880-209-22	1 шт	880-209-00	10 шт
46	10	0,15 мм	10,01 мм	880-210-18	880-210-22	1 шт	880-210-00	10 шт
46	11	0,15 мм	10,14 мм	880-211-18	880-211-22	1 шт	880-211-00	10 шт
46	12	0,15 мм	10,25 мм	880-212-18	880-212-22	1 шт	880-212-00	10 шт
46	13	0,15 мм	10,38 мм	880-213-18	880-213-22	1 шт	880-213-00	10 шт
46	14	0,15 мм	10,50 мм	880-214-18	880-214-22	1 шт	880-214-00	10 шт
46	15	0,15 мм	10,63 мм	880-215-18	880-215-22	1 шт	880-215-00	10 шт
46	16	0,15 мм	10,75 мм	880-216-18	880-216-22	1 шт	880-216-00	10 шт
46	17	0,15 мм	10,78 мм	880-217-18	880-217-22	1 шт	880-217-00	10 шт
46	18	0,15 мм	10,99 мм	880-218-18	880-218-22	1 шт	880-218-00	10 шт
46	19	0,15 мм	11,12 мм	880-219-18	880-219-22	1 шт	880-219-00	10 шт
46	20	0,15 мм	11,24 мм	880-220-18	880-220-22	1 шт	880-220-00	10 шт
46	21	0,15 мм	11,36 мм	880-221-18	880-221-22	1 шт	880-221-00	10 шт
46	22	0,15 мм	11,48 мм	880-222-18	880-222-22	1 шт	880-222-00	10 шт
46	23	0,15 мм	11,61 мм	880-223-18	880-223-22	1 шт	880-223-00	10 шт
46	24	0,15 мм	11,73 мм	880-224-18	880-224-22	1 шт	880-224-00	10 шт
46	25	0,18 мм	11,85 мм	880-225-18	880-225-22	1 шт	880-225-00	10 шт
46	26	0,18 мм	11,97 мм	880-226-18	880-226-22	1 шт	880-226-00	10 шт
46	27	0,18 мм	12,10 мм	880-227-18	880-227-22	1 шт	880-227-00	10 шт
46	28	0,18 мм	12,22 мм	880-228-18	880-228-22	1 шт	880-228-00	10 шт
46	29	0,18 мм	12,34 мм	880-229-18	880-229-22	1 шт	880-229-00	10 шт
46	30	0,18 мм	12,46 мм	880-230-18	880-230-22	1 шт	880-230-00	10 шт
46	31	0,18 мм	12,59 мм	880-231-18	880-231-22	1 шт	880-231-00	10 шт
46	32	0,18 мм	12,71 мм	880-232-18	880-232-22	1 шт	880-232-00	10 шт
46	33	0,18 мм	12,83 мм	880-233-18	880-233-22	1 шт	880-233-00	10 шт
46	34	0,18 мм	12,96 мм	880-234-18	880-234-22	1 шт	880-234-00	10 шт
46	35	0,18 мм	13,08 мм	880-235-18	880-235-22	1 шт	880-235-00	10 шт
46	36	0,18 мм	13,20 мм	880-236-18	880-236-22	1 шт	880-236-00	10 шт

CE 0483

¹⁾ сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾ сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



Кольца

dentaform® Snap / Штучные упаковки

- с супер защелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾			
36	1	0,12 мм	8,91 мм	881-201-18	881-201-22	1 шт	881-201-00	10 шт
36	2	0,12 мм	9,03 мм	881-202-18	881-202-22	1 шт	881-202-00	10 шт
36	3	0,12 мм	9,15 мм	881-203-18	881-203-22	1 шт	881-203-00	10 шт
36	4	0,12 мм	9,28 мм	881-204-18	881-204-22	1 шт	881-204-00	10 шт
36	5	0,12 мм	9,40 мм	881-205-18	881-205-22	1 шт	881-205-00	10 шт
36	6	0,12 мм	9,52 мм	881-206-18	881-206-22	1 шт	881-206-00	10 шт
36	7	0,12 мм	9,65 мм	881-207-18	881-207-22	1 шт	881-207-00	10 шт
36	8	0,12 мм	9,77 мм	881-208-18	881-208-22	1 шт	881-208-00	10 шт
36	9	0,15 мм	9,89 мм	881-209-18	881-209-22	1 шт	881-209-00	10 шт
36	10	0,15 мм	10,01 мм	881-210-18	881-210-22	1 шт	881-210-00	10 шт
36	11	0,15 мм	10,14 мм	881-211-18	881-211-22	1 шт	881-211-00	10 шт
36	12	0,15 мм	10,25 мм	881-212-18	881-212-22	1 шт	881-212-00	10 шт
36	13	0,15 мм	10,38 мм	881-213-18	881-213-22	1 шт	881-213-00	10 шт
36	14	0,15 мм	10,50 мм	881-214-18	881-214-22	1 шт	881-214-00	10 шт
36	15	0,15 мм	10,63 мм	881-215-18	881-215-22	1 шт	881-215-00	10 шт
36	16	0,15 мм	10,75 мм	881-216-18	881-216-22	1 шт	881-216-00	10 шт
36	17	0,15 мм	10,78 мм	881-217-18	881-217-22	1 шт	881-217-00	10 шт
36	18	0,15 мм	10,99 мм	881-218-18	881-218-22	1 шт	881-218-00	10 шт
36	19	0,15 мм	11,12 мм	881-219-18	881-219-22	1 шт	881-219-00	10 шт
36	20	0,15 мм	11,24 мм	881-220-18	881-220-22	1 шт	881-220-00	10 шт
36	21	0,15 мм	11,36 мм	881-221-18	881-221-22	1 шт	881-221-00	10 шт
36	22	0,15 мм	11,48 мм	881-222-18	881-222-22	1 шт	881-222-00	10 шт
36	23	0,15 мм	11,61 мм	881-223-18	881-223-22	1 шт	881-223-00	10 шт
36	24	0,15 мм	11,73 мм	881-224-18	881-224-22	1 шт	881-224-00	10 шт
36	25	0,18 мм	11,85 мм	881-225-18	881-225-22	1 шт	881-225-00	10 шт
36	26	0,18 мм	11,97 мм	881-226-18	881-226-22	1 шт	881-226-00	10 шт
36	27	0,18 мм	12,10 мм	881-227-18	881-227-22	1 шт	881-227-00	10 шт
36	28	0,18 мм	12,22 мм	881-228-18	881-228-22	1 шт	881-228-00	10 шт
36	29	0,18 мм	12,34 мм	881-229-18	881-229-22	1 шт	881-229-00	10 шт
36	30	0,18 мм	12,46 мм	881-230-18	881-230-22	1 шт	881-230-00	10 шт
36	31	0,18 мм	12,59 мм	881-231-18	881-231-22	1 шт	881-231-00	10 шт
36	32	0,18 мм	12,71 мм	881-232-18	881-232-22	1 шт	881-232-00	10 шт
36	33	0,18 мм	12,83 мм	881-233-18	881-233-22	1 шт	881-233-00	10 шт
36	34	0,18 мм	12,96 мм	881-234-18	881-234-22	1 шт	881-234-00	10 шт
36	35	0,18 мм	13,08 мм	881-235-18	881-235-22	1 шт	881-235-00	10 шт
36	36	0,18 мм	13,20 мм	881-236-18	881-236-22	1 шт	881-236-00	10 шт

CE 0483



¹⁾сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

Кольца

dentaform® / В наборах

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- лоток (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-го верхнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
16	№. 5-36 (2)	882-064-18	882-064-22	882-064-00	64 шт
26	№. 5-36 (2)	883-064-18	883-064-22	883-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
16	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	882-150-18	882-150-22	882-150-00	150 шт
26	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	883-150-18	883-150-22	883-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
16	№. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 шт
26	№. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 шт

☞ 0483

¹⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-266-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾ (26) сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
³⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-268-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
⁴⁾ (26) сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

Кольца для 2-го верхнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
17	№. 1-32 (2)			886-064-00	64 шт
27	№. 1-32 (2)			887-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
17	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 шт
27	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 шт

☞ 0483

Кольца

dentaform® / Ассортимент

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аточента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- лоток (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-го нижнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
46	№. 5-36 (2)	884-064-18	884-064-22	884-064-00	64 шт
36	№. 5-36 (2)	885-064-18	885-064-22	885-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
46	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	884-150-18	884-150-22	884-150-00	150 шт
36	№. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	885-150-18	885-150-22	885-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
46	№. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 шт
36	№. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 шт

CE 0483

¹⁾(16) сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным аточентом 750-602-10
²⁾(26) сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным аточентом 750-602-10
³⁾(16) сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным аточентом 750-602-10
²⁾(26) сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным аточентом 750-602-10

Кольца для 2-го нижнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
47	№. 1-32 (2)			888-064-00	64 шт
37	№. 1-32 (2)			889-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
47	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 шт
37	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 шт

CE 0483

Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾			
					Артикул		Артикул	
16	1	0,12 мм	8,78 мм	882-001-18	882-001-22	1 шт	882-001-00	10 шт
16	2	0,12 мм	8,89 мм	882-002-18	882-002-22	1 шт	882-002-00	10 шт
16	3	0,12 мм	8,99 мм	882-003-18	882-003-22	1 шт	882-003-00	10 шт
16	4	0,12 мм	9,09 мм	882-004-18	882-004-22	1 шт	882-004-00	10 шт
16	5	0,12 мм	9,20 мм	882-005-18	882-005-22	1 шт	882-005-00	10 шт
16	6	0,12 мм	9,30 мм	882-006-18	882-006-22	1 шт	882-006-00	10 шт
16	7	0,12 мм	9,40 мм	882-007-18	882-007-22	1 шт	882-007-00	10 шт
16	8	0,12 мм	9,50 мм	882-008-18	882-008-22	1 шт	882-008-00	10 шт
16	9	0,15 мм	9,61 мм	882-009-18	882-009-22	1 шт	882-009-00	10 шт
16	10	0,15 мм	9,71 мм	882-010-18	882-010-22	1 шт	882-010-00	10 шт
16	11	0,15 мм	9,81 мм	882-011-18	882-011-22	1 шт	882-011-00	10 шт
16	12	0,15 мм	9,92 мм	882-012-18	882-012-22	1 шт	882-012-00	10 шт
16	13	0,15 мм	10,02 мм	882-013-18	882-013-22	1 шт	882-013-00	10 шт
16	14	0,15 мм	10,12 мм	882-014-18	882-014-22	1 шт	882-014-00	10 шт
16	15	0,15 мм	10,23 мм	882-015-18	882-015-22	1 шт	882-015-00	10 шт
16	16	0,15 мм	10,33 мм	882-016-18	882-016-22	1 шт	882-016-00	10 шт
16	17	0,15 мм	10,43 мм	882-017-18	882-017-22	1 шт	882-017-00	10 шт
16	18	0,15 мм	10,54 мм	882-018-18	882-018-22	1 шт	882-018-00	10 шт
16	19	0,15 мм	10,64 мм	882-019-18	882-019-22	1 шт	882-019-00	10 шт
16	20	0,15 мм	10,74 мм	882-020-18	882-020-22	1 шт	882-020-00	10 шт
16	21	0,15 мм	10,85 мм	882-021-18	882-021-22	1 шт	882-021-00	10 шт
16	22	0,15 мм	10,95 мм	882-022-18	882-022-22	1 шт	882-022-00	10 шт
16	23	0,15 мм	11,05 мм	882-023-18	882-023-22	1 шт	882-023-00	10 шт
16	24	0,15 мм	11,16 мм	882-024-18	882-024-22	1 шт	882-024-00	10 шт
16	25	0,18 мм	11,26 мм	882-025-18	882-025-22	1 шт	882-025-00	10 шт
16	26	0,18 мм	11,36 мм	882-026-18	882-026-22	1 шт	882-026-00	10 шт
16	27	0,18 мм	11,47 мм	882-027-18	882-027-22	1 шт	882-027-00	10 шт
16	28	0,18 мм	11,57 мм	882-028-18	882-028-22	1 шт	882-028-00	10 шт
16	29	0,18 мм	11,67 мм	882-029-18	882-029-22	1 шт	882-029-00	10 шт
16	30	0,18 мм	11,78 мм	882-030-18	882-030-22	1 шт	882-030-00	10 шт
16	31	0,18 мм	11,88 мм	882-031-18	882-031-22	1 шт	882-031-00	10 шт
16	32	0,18 мм	11,98 мм	882-032-18	882-032-22	1 шт	882-032-00	10 шт
16	33	0,18 мм	12,08 мм	882-033-18	882-033-22	1 шт	882-033-00	10 шт
16	34	0,18 мм	12,19 мм	882-034-18	882-034-22	1 шт	882-034-00	10 шт
16	35	0,18 мм	12,29 мм	882-035-18	882-035-22	1 шт	882-035-00	10 шт
16	36	0,18 мм	12,39 мм	882-036-18	882-036-22	1 шт	882-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубочками 724-266-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубочками 724-268-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



верхняя челюсть

нижняя челюсть

Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾			
26	1	0,12 мм	8,78 мм	883-001-18	883-001-22	1 шт	883-001-00	10 шт
26	2	0,12 мм	8,89 мм	883-002-18	883-002-22	1 шт	883-002-00	10 шт
26	3	0,12 мм	8,99 мм	883-003-18	883-003-22	1 шт	883-003-00	10 шт
26	4	0,12 мм	9,09 мм	883-004-18	883-004-22	1 шт	883-004-00	10 шт
26	5	0,12 мм	9,20 мм	883-005-18	883-005-22	1 шт	883-005-00	10 шт
26	6	0,12 мм	9,30 мм	883-006-18	883-006-22	1 шт	883-006-00	10 шт
26	7	0,12 мм	9,40 мм	883-007-18	883-007-22	1 шт	883-007-00	10 шт
26	8	0,12 мм	9,50 мм	883-008-18	883-008-22	1 шт	883-008-00	10 шт
26	9	0,15 мм	9,61 мм	883-009-18	883-009-22	1 шт	883-009-00	10 шт
26	10	0,15 мм	9,71 мм	883-010-18	883-010-22	1 шт	883-010-00	10 шт
26	11	0,15 мм	9,81 мм	883-011-18	883-011-22	1 шт	883-011-00	10 шт
26	12	0,15 мм	9,92 мм	883-012-18	883-012-22	1 шт	883-012-00	10 шт
26	13	0,15 мм	10,02 мм	883-013-18	883-013-22	1 шт	883-013-00	10 шт
26	14	0,15 мм	10,12 мм	883-014-18	883-014-22	1 шт	883-014-00	10 шт
26	15	0,15 мм	10,23 мм	883-015-18	883-015-22	1 шт	883-015-00	10 шт
26	16	0,15 мм	10,33 мм	883-016-18	883-016-22	1 шт	883-016-00	10 шт
26	17	0,15 мм	10,43 мм	883-017-18	883-017-22	1 шт	883-017-00	10 шт
26	18	0,15 мм	10,54 мм	883-018-18	883-018-22	1 шт	883-018-00	10 шт
26	19	0,15 мм	10,64 мм	883-019-18	883-019-22	1 шт	883-019-00	10 шт
26	20	0,15 мм	10,74 мм	883-020-18	883-020-22	1 шт	883-020-00	10 шт
26	21	0,15 мм	10,85 мм	883-021-18	883-021-22	1 шт	883-021-00	10 шт
26	22	0,15 мм	10,95 мм	883-022-18	883-022-22	1 шт	883-022-00	10 шт
26	23	0,15 мм	11,05 мм	883-023-18	883-023-22	1 шт	883-023-00	10 шт
26	24	0,15 мм	11,16 мм	883-024-18	883-024-22	1 шт	883-024-00	10 шт
26	25	0,18 мм	11,26 мм	883-025-18	883-025-22	1 шт	883-025-00	10 шт
26	26	0,18 мм	11,36 мм	883-026-18	883-026-22	1 шт	883-026-00	10 шт
26	27	0,18 мм	11,47 мм	883-027-18	883-027-22	1 шт	883-027-00	10 шт
26	28	0,18 мм	11,57 мм	883-028-18	883-028-22	1 шт	883-028-00	10 шт
26	29	0,18 мм	11,67 мм	883-029-18	883-029-22	1 шт	883-029-00	10 шт
26	30	0,18 мм	11,78 мм	883-030-18	883-030-22	1 шт	883-030-00	10 шт
26	31	0,18 мм	11,88 мм	883-031-18	883-031-22	1 шт	883-031-00	10 шт
26	32	0,18 мм	11,98 мм	883-032-18	883-032-22	1 шт	883-032-00	10 шт
26	33	0,18 мм	12,08 мм	883-033-18	883-033-22	1 шт	883-033-00	10 шт
26	34	0,18 мм	12,19 мм	883-034-18	883-034-22	1 шт	883-034-00	10 шт
26	35	0,18 мм	12,29 мм	883-035-18	883-035-22	1 шт	883-035-00	10 шт
26	36	0,18 мм	12,39 мм	883-036-18	883-036-22	1 шт	883-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, правого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾			
46	1	0,12 мм	8,91 мм	884-001-18	884-001-22	1 шт	884-001-00	10 шт
46	2	0,12 мм	9,03 мм	884-002-18	884-002-22	1 шт	884-002-00	10 шт
46	3	0,12 мм	9,15 мм	884-003-18	884-003-22	1 шт	884-003-00	10 шт
46	4	0,12 мм	9,28 мм	884-004-18	884-004-22	1 шт	884-004-00	10 шт
46	5	0,12 мм	9,40 мм	884-005-18	884-005-22	1 шт	884-005-00	10 шт
46	6	0,12 мм	9,52 мм	884-006-18	884-006-22	1 шт	884-006-00	10 шт
46	7	0,12 мм	9,65 мм	884-007-18	884-007-22	1 шт	884-007-00	10 шт
46	8	0,12 мм	9,77 мм	884-008-18	884-008-22	1 шт	884-008-00	10 шт
46	9	0,15 мм	9,89 мм	884-009-18	884-009-22	1 шт	884-009-00	10 шт
46	10	0,15 мм	10,01 мм	884-010-18	884-010-22	1 шт	884-010-00	10 шт
46	11	0,15 мм	10,14 мм	884-011-18	884-011-22	1 шт	884-011-00	10 шт
46	12	0,15 мм	10,25 мм	884-012-18	884-012-22	1 шт	884-012-00	10 шт
46	13	0,15 мм	10,38 мм	884-013-18	884-013-22	1 шт	884-013-00	10 шт
46	14	0,15 мм	10,50 мм	884-014-18	884-014-22	1 шт	884-014-00	10 шт
46	15	0,15 мм	10,63 мм	884-015-18	884-015-22	1 шт	884-015-00	10 шт
46	16	0,15 мм	10,75 мм	884-016-18	884-016-22	1 шт	884-016-00	10 шт
46	17	0,15 мм	10,78 мм	884-017-18	884-017-22	1 шт	884-017-00	10 шт
46	18	0,15 мм	10,99 мм	884-018-18	884-018-22	1 шт	884-018-00	10 шт
46	19	0,15 мм	11,12 мм	884-019-18	884-019-22	1 шт	884-019-00	10 шт
46	20	0,15 мм	11,24 мм	884-020-18	884-020-22	1 шт	884-020-00	10 шт
46	21	0,15 мм	11,36 мм	884-021-18	884-021-22	1 шт	884-021-00	10 шт
46	22	0,15 мм	11,48 мм	884-022-18	884-022-22	1 шт	884-022-00	10 шт
46	23	0,15 мм	11,61 мм	884-023-18	884-023-22	1 шт	884-023-00	10 шт
46	24	0,15 мм	11,73 мм	884-024-18	884-024-22	1 шт	884-024-00	10 шт
46	25	0,18 мм	11,85 мм	884-025-18	884-025-22	1 шт	884-025-00	10 шт
46	26	0,18 мм	11,97 мм	884-026-18	884-026-22	1 шт	884-026-00	10 шт
46	27	0,18 мм	12,10 мм	884-027-18	884-027-22	1 шт	884-027-00	10 шт
46	28	0,18 мм	12,22 мм	884-028-18	884-028-22	1 шт	884-028-00	10 шт
46	29	0,18 мм	12,34 мм	884-029-18	884-029-22	1 шт	884-029-00	10 шт
46	30	0,18 мм	12,46 мм	884-030-18	884-030-22	1 шт	884-030-00	10 шт
46	31	0,18 мм	12,59 мм	884-031-18	884-031-22	1 шт	884-031-00	10 шт
46	32	0,18 мм	12,71 мм	884-032-18	884-032-22	1 шт	884-032-00	10 шт
46	33	0,18 мм	12,83 мм	884-033-18	884-033-22	1 шт	884-033-00	10 шт
46	34	0,18 мм	12,96 мм	884-034-18	884-034-22	1 шт	884-034-00	10 шт
46	35	0,18 мм	13,08 мм	884-035-18	884-035-22	1 шт	884-035-00	10 шт
46	36	0,18 мм	13,20 мм	884-036-18	884-036-22	1 шт	884-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



верхняя челюсть

нижняя челюсть

Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾			
36	1	0,12 мм	8,91 мм	885-001-18	885-001-22	1 шт	885-001-00	10 шт
36	2	0,12 мм	9,03 мм	885-002-18	885-002-22	1 шт	885-002-00	10 шт
36	3	0,12 мм	9,15 мм	885-003-18	885-003-22	1 шт	885-003-00	10 шт
36	4	0,12 мм	9,28 мм	885-004-18	885-004-22	1 шт	885-004-00	10 шт
36	5	0,12 мм	9,40 мм	885-005-18	885-005-22	1 шт	885-005-00	10 шт
36	6	0,12 мм	9,52 мм	885-006-18	885-006-22	1 шт	885-006-00	10 шт
36	7	0,12 мм	9,65 мм	885-007-18	885-007-22	1 шт	885-007-00	10 шт
36	8	0,12 мм	9,77 мм	885-008-18	885-008-22	1 шт	885-008-00	10 шт
36	9	0,15 мм	9,89 мм	885-009-18	885-009-22	1 шт	885-009-00	10 шт
36	10	0,15 мм	10,01 мм	885-010-18	885-010-22	1 шт	885-010-00	10 шт
36	11	0,15 мм	10,14 мм	885-011-18	885-011-22	1 шт	885-011-00	10 шт
36	12	0,15 мм	10,25 мм	885-012-18	885-012-22	1 шт	885-012-00	10 шт
36	13	0,15 мм	10,38 мм	885-013-18	885-013-22	1 шт	885-013-00	10 шт
36	14	0,15 мм	10,50 мм	885-014-18	885-014-22	1 шт	885-014-00	10 шт
36	15	0,15 мм	10,63 мм	885-015-18	885-015-22	1 шт	885-015-00	10 шт
36	16	0,15 мм	10,75 мм	885-016-18	885-016-22	1 шт	885-016-00	10 шт
36	17	0,15 мм	10,78 мм	885-017-18	885-017-22	1 шт	885-017-00	10 шт
36	18	0,15 мм	10,99 мм	885-018-18	885-018-22	1 шт	885-018-00	10 шт
36	19	0,15 мм	11,12 мм	885-019-18	885-019-22	1 шт	885-019-00	10 шт
36	20	0,15 мм	11,24 мм	885-020-18	885-020-22	1 шт	885-020-00	10 шт
36	21	0,15 мм	11,36 мм	885-021-18	885-021-22	1 шт	885-021-00	10 шт
36	22	0,15 мм	11,48 мм	885-022-18	885-022-22	1 шт	885-022-00	10 шт
36	23	0,15 мм	11,61 мм	885-023-18	885-023-22	1 шт	885-023-00	10 шт
36	24	0,15 мм	11,73 мм	885-024-18	885-024-22	1 шт	885-024-00	10 шт
36	25	0,18 мм	11,85 мм	885-025-18	885-025-22	1 шт	885-025-00	10 шт
36	26	0,18 мм	11,97 мм	885-026-18	885-026-22	1 шт	885-026-00	10 шт
36	27	0,18 мм	12,10 мм	885-027-18	885-027-22	1 шт	885-027-00	10 шт
36	28	0,18 мм	12,22 мм	885-028-18	885-028-22	1 шт	885-028-00	10 шт
36	29	0,18 мм	12,34 мм	885-029-18	885-029-22	1 шт	885-029-00	10 шт
36	30	0,18 мм	12,46 мм	885-030-18	885-030-22	1 шт	885-030-00	10 шт
36	31	0,18 мм	12,59 мм	885-031-18	885-031-22	1 шт	885-031-00	10 шт
36	32	0,18 мм	12,71 мм	885-032-18	885-032-22	1 шт	885-032-00	10 шт
36	33	0,18 мм	12,83 мм	885-033-18	885-033-22	1 шт	885-033-00	10 шт
36	34	0,18 мм	12,96 мм	885-034-18	885-034-22	1 шт	885-034-00	10 шт
36	35	0,18 мм	13,08 мм	885-035-18	885-035-22	1 шт	885-035-00	10 шт
36	36	0,18 мм	13,20 мм	885-036-18	885-036-22	1 шт	885-036-00	10 шт

CE 0483



¹⁾сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

²⁾сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 2-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		Артикул	Количество
17	1	0,12 мм	8,10 мм				886-001-00	10 шт
17	2	0,12 мм	8,22 мм				886-002-00	10 шт
17	3	0,12 мм	8,33 мм				886-003-00	10 шт
17	4	0,12 мм	8,45 мм				886-004-00	10 шт
17	5	0,12 мм	8,56 мм				886-005-00	10 шт
17	6	0,12 мм	8,68 мм				886-006-00	10 шт
17	7	0,15 мм	8,80 мм				886-007-00	10 шт
17	8	0,15 мм	8,91 мм				886-008-00	10 шт
17	9	0,15 мм	9,03 мм				886-009-00	10 шт
17	10	0,15 мм	9,14 мм				886-010-00	10 шт
17	11	0,15 мм	9,26 мм				886-011-00	10 шт
17	12	0,15 мм	9,38 мм				886-012-00	10 шт
17	13	0,15 мм	9,49 мм				886-013-00	10 шт
17	14	0,15 мм	9,61 мм				886-014-00	10 шт
17	15	0,15 мм	9,72 мм				886-015-00	10 шт
17	16	0,15 мм	9,84 мм				886-016-00	10 шт
17	17	0,15 мм	9,96 мм				886-017-00	10 шт
17	18	0,15 мм	10,07 мм				886-018-00	10 шт
17	19	0,15 мм	10,19 мм				886-019-00	10 шт
17	20	0,15 мм	10,30 мм				886-020-00	10 шт
17	21	0,15 мм	10,42 мм				886-021-00	10 шт
17	22	0,15 мм	10,54 мм				886-022-00	10 шт
17	23	0,18 мм	10,65 мм				886-023-00	10 шт
17	24	0,18 мм	10,77 мм				886-024-00	10 шт
17	25	0,18 мм	10,88 мм				886-025-00	10 шт
17	26	0,18 мм	11,00 мм				886-026-00	10 шт
17	27	0,18 мм	11,12 мм				886-027-00	10 шт
17	28	0,18 мм	11,23 мм				886-028-00	10 шт
17	29	0,18 мм	11,35 мм				886-029-00	10 шт
17	30	0,18 мм	11,46 мм				886-030-00	10 шт
17	31	0,18 мм	11,58 мм				886-031-00	10 шт
17	32	0,18 мм	11,70 мм				886-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного атакмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 2-го моляра, левого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)			
27	1	0,12 мм	8,10 мм				887-001-00	10 шт
27	2	0,12 мм	8,22 мм				887-002-00	10 шт
27	3	0,12 мм	8,33 мм				887-003-00	10 шт
27	4	0,12 мм	8,45 мм				887-004-00	10 шт
27	5	0,12 мм	8,56 мм				887-005-00	10 шт
27	6	0,12 мм	8,68 мм				887-006-00	10 шт
27	7	0,15 мм	8,80 мм				887-007-00	10 шт
27	8	0,15 мм	8,91 мм				887-008-00	10 шт
27	9	0,15 мм	9,03 мм				887-009-00	10 шт
27	10	0,15 мм	9,14 мм				887-010-00	10 шт
27	11	0,15 мм	9,26 мм				887-011-00	10 шт
27	12	0,15 мм	9,38 мм				887-012-00	10 шт
27	13	0,15 мм	9,49 мм				887-013-00	10 шт
27	14	0,15 мм	9,61 мм				887-014-00	10 шт
27	15	0,15 мм	9,72 мм				887-015-00	10 шт
27	16	0,15 мм	9,84 мм				887-016-00	10 шт
27	17	0,15 мм	9,96 мм				887-017-00	10 шт
27	18	0,15 мм	10,07 мм				887-018-00	10 шт
27	19	0,15 мм	10,19 мм				887-019-00	10 шт
27	20	0,15 мм	10,30 мм				887-020-00	10 шт
27	21	0,15 мм	10,42 мм				887-021-00	10 шт
27	22	0,15 мм	10,54 мм				887-022-00	10 шт
27	23	0,18 мм	10,65 мм				887-023-00	10 шт
27	24	0,18 мм	10,77 мм				887-024-00	10 шт
27	25	0,18 мм	10,88 мм				887-025-00	10 шт
27	26	0,18 мм	11,00 мм				887-026-00	10 шт
27	27	0,18 мм	11,12 мм				887-027-00	10 шт
27	28	0,18 мм	11,23 мм				887-028-00	10 шт
27	29	0,18 мм	11,35 мм				887-029-00	10 шт
27	30	0,18 мм	11,46 мм				887-030-00	10 шт
27	31	0,18 мм	11,58 мм				887-031-00	10 шт
27	32	0,18 мм	11,70 мм				887-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 2-го моляра, правого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	о мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)		Артикул	Количество
47	1	0,12 мм	9,88 мм				888-001-00	10 шт
47	2	0,12 мм	9,92 мм				888-002-00	10 шт
47	3	0,12 мм	10,04 мм				888-003-00	10 шт
47	4	0,12 мм	10,17 мм				888-004-00	10 шт
47	5	0,12 мм	10,29 мм				888-005-00	10 шт
47	6	0,12 мм	10,41 мм				888-006-00	10 шт
47	7	0,15 мм	10,53 мм				888-007-00	10 шт
47	8	0,15 мм	10,65 мм				888-008-00	10 шт
47	9	0,15 мм	10,78 мм				888-009-00	10 шт
47	10	0,15 мм	10,90 мм				888-010-00	10 шт
47	11	0,15 мм	11,02 мм				888-011-00	10 шт
47	12	0,15 мм	11,14 мм				888-012-00	10 шт
47	13	0,15 мм	11,26 мм				888-013-00	10 шт
47	14	0,15 мм	11,39 мм				888-014-00	10 шт
47	15	0,15 мм	11,51 мм				888-015-00	10 шт
47	16	0,15 мм	11,63 мм				888-016-00	10 шт
47	17	0,15 мм	11,75 мм				888-017-00	10 шт
47	18	0,15 мм	11,87 мм				888-018-00	10 шт
47	19	0,15 мм	11,99 мм				888-019-00	10 шт
47	20	0,15 мм	12,12 мм				888-020-00	10 шт
47	21	0,15 мм	12,24 мм				888-021-00	10 шт
47	22	0,15 мм	12,36 мм				888-022-00	10 шт
47	23	0,18 мм	12,48 мм				888-023-00	10 шт
47	24	0,18 мм	12,61 мм				888-024-00	10 шт
47	25	0,18 мм	12,73 мм				888-025-00	10 шт
47	26	0,18 мм	12,85 мм				888-026-00	10 шт
47	27	0,18 мм	12,97 мм				888-027-00	10 шт
47	28	0,18 мм	13,09 мм				888-028-00	10 шт
47	29	0,18 мм	13,22 мм				888-029-00	10 шт
47	30	0,18 мм	13,34 мм				888-030-00	10 шт
47	31	0,18 мм	13,46 мм				888-031-00	10 шт
47	32	0,18 мм	13,59 мм				888-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 2-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)			
37	1	0,12 мм	9,88 мм				889-001-00	10 шт
37	2	0,12 мм	9,92 мм				889-002-00	10 шт
37	3	0,12 мм	10,04 мм				889-003-00	10 шт
37	4	0,12 мм	10,17 мм				889-004-00	10 шт
37	5	0,12 мм	10,29 мм				889-005-00	10 шт
37	6	0,12 мм	10,41 мм				889-006-00	10 шт
37	7	0,15 мм	10,53 мм				889-007-00	10 шт
37	8	0,15 мм	10,65 мм				889-008-00	10 шт
37	9	0,15 мм	10,78 мм				889-009-00	10 шт
37	10	0,15 мм	10,90 мм				889-010-00	10 шт
37	11	0,15 мм	11,02 мм				889-011-00	10 шт
37	12	0,15 мм	11,14 мм				889-012-00	10 шт
37	13	0,15 мм	11,26 мм				889-013-00	10 шт
37	14	0,15 мм	11,39 мм				889-014-00	10 шт
37	15	0,15 мм	11,51 мм				889-015-00	10 шт
37	16	0,15 мм	11,63 мм				889-016-00	10 шт
37	17	0,15 мм	11,75 мм				889-017-00	10 шт
37	18	0,15 мм	11,87 мм				889-018-00	10 шт
37	19	0,15 мм	11,99 мм				889-019-00	10 шт
37	20	0,15 мм	12,12 мм				889-020-00	10 шт
37	21	0,15 мм	12,24 мм				889-021-00	10 шт
37	22	0,15 мм	12,36 мм				889-022-00	10 шт
37	23	0,18 мм	12,48 мм				889-023-00	10 шт
37	24	0,18 мм	12,61 мм				889-024-00	10 шт
37	25	0,18 мм	12,73 мм				889-025-00	10 шт
37	26	0,18 мм	12,85 мм				889-026-00	10 шт
37	27	0,18 мм	12,97 мм				889-027-00	10 шт
37	28	0,18 мм	13,09 мм				889-028-00	10 шт
37	29	0,18 мм	13,22 мм				889-029-00	10 шт
37	30	0,18 мм	13,34 мм				889-030-00	10 шт
37	31	0,18 мм	13,46 мм				889-031-00	10 шт
37	32	0,18 мм	13,59 мм				889-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- с выступом для посадки
- универсальны для правой и левой половины челюсти
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

В набор не входят!

Кольца для нижних резцов

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)			
42-41/31-32	00	0,10 мм	5,20 мм				845-813-00	10 шт
42-41/31-32	0	0,10 мм	5,30 мм				845-814-00	10 шт
42-41/31-32	1	0,10 мм	5,40 мм				845-801-00	10 шт
42-41/31-32	2	0,10 мм	5,50 мм				845-802-00	10 шт
42-41/31-32	3	0,10 мм	5,60 мм				845-803-00	10 шт
42-41/31-32	4	0,10 мм	5,80 мм				845-804-00	10 шт
42-41/31-32	5	0,10 мм	6,00 мм				845-805-00	10 шт
42-41/31-32	6	0,10 мм	6,30 мм				845-806-00	10 шт
42-41/31-32	7	0,10 мм	6,60 мм				845-807-00	10 шт
42-41/31-32	8	0,10 мм	6,70 мм				845-808-00	10 шт
42-41/31-32	9	0,10 мм	6,90 мм				845-809-00	10 шт
42-41/31-32	10	0,10 мм	7,10 мм				845-810-00	10 шт
42-41/31-32	11	0,10 мм	7,20 мм				845-811-00	10 шт
42-41/31-32	12	0,10 мм	7,30 мм				845-812-00	10 шт

CE 0483



Кольца

Стандартные кольца / Ассортимент

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- поставляются в лотке (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхних премоляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾		
15-14/24-25	№. 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾		
15-14/24-25	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾		
15-14/24-25	№. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 шт

CE 0483

¹⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-206-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

²⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-218-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

Кольца для нижнего 1-ого премоляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾		
44/34	№. 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾		
44/34	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 шт

CE 0483

¹⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-210-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

²⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-222-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

Стандартные кольца / Ассортимент

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- поставляются в лотке (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 2-ого премоляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
45/35	№. 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22		64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
45/35	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22		150 шт

CE 0483

¹⁾приварены к брекету equilibrium* 2 790-211-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

²⁾приварены к брекету equilibrium* 2 790-223-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

Кольца для нижних премоляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
45-44/34-35	№. 1-32 (2)			865-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
45-44/34-35	№. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
45-44/34-35	№. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 шт

CE 0483

Кольца для верхних 1-го и 2-го моляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
17-16/26-27	№. 1-32 (2)			872-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		
17-16/26-27	№. 1-8,30-32 (2), 9-18 (4), 19-20(6),21-25,28-29(8),26-27(10)			872-150-00	150 шт

CE 0483

Кольца

Стандартные кольца / Ассортимент

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- поставляются в лотке (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних 1-го и 2-го моляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		
47-46/36-37	No. 1-32 (2)			873-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		
47-46/36-37	No. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20(6), 21-25, 28-29(8), 26-27(10)			873-150-00	150 шт

CE 0483

Кольца для верхних клыков

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		
13/23	No. 1-20 (2)			855-050-00	50 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		
13/23	No. 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8.5; 9.5; 10.5; 11.5; 12.5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 шт

CE 0483

Кольца для нижних клыков

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		
43/33	No. 1-16 (2)			857-042-00	42 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		
43/33	No. 1-2; 5.5; 6.5; 15-16 (4), 7.5; 8.5; 9.5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 шт

CE 0483

Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- приваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхних премоляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	о мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾			
15-14/24-25	1	0,12 мм	5,52 мм	860-101-18	860-101-22	1 шт	860-101-00	10 шт
15-14/24-25	2	0,12 мм	5,57 мм	860-102-18	860-102-22	1 шт	860-102-00	10 шт
15-14/24-25	3	0,12 мм	5,62 мм	860-103-18	860-103-22	1 шт	860-103-00	10 шт
15-14/24-25	4	0,12 мм	5,67 мм	860-104-18	860-104-22	1 шт	860-104-00	10 шт
15-14/24-25	5	0,12 мм	5,75 мм	860-105-18	860-105-22	1 шт	860-105-00	10 шт
15-14/24-25	6	0,12 мм	5,82 мм	860-106-18	860-106-22	1 шт	860-106-00	10 шт
15-14/24-25	7	0,12 мм	5,89 мм	860-107-18	860-107-22	1 шт	860-107-00	10 шт
15-14/24-25	8	0,12 мм	5,94 мм	860-108-18	860-108-22	1 шт	860-108-00	10 шт
15-14/24-25	9	0,12 мм	6,01 мм	860-109-18	860-109-22	1 шт	860-109-00	10 шт
15-14/24-25	10	0,12 мм	6,08 мм	860-110-18	860-110-22	1 шт	860-110-00	10 шт
15-14/24-25	11	0,12 мм	6,13 мм	860-111-18	860-111-22	1 шт	860-111-00	10 шт
15-14/24-25	12	0,12 мм	6,20 мм	860-112-18	860-112-22	1 шт	860-112-00	10 шт
15-14/24-25	13	0,12 мм	6,24 мм	860-113-18	860-113-22	1 шт	860-113-00	10 шт
15-14/24-25	14	0,12 мм	6,30 мм	860-114-18	860-114-22	1 шт	860-114-00	10 шт
15-14/24-25	15	0,12 мм	6,34 мм	860-115-18	860-115-22	1 шт	860-115-00	10 шт
15-14/24-25	16	0,12 мм	6,42 мм	860-116-18	860-116-22	1 шт	860-116-00	10 шт
15-14/24-25	17	0,12 мм	6,48 мм	860-117-18	860-117-22	1 шт	860-117-00	10 шт
15-14/24-25	18	0,12 мм	6,56 мм	860-118-18	860-118-22	1 шт	860-118-00	10 шт
15-14/24-25	19	0,12 мм	6,64 мм	860-119-18	860-119-22	1 шт	860-119-00	10 шт
15-14/24-25	20	0,12 мм	6,71 мм	860-120-18	860-120-22	1 шт	860-120-00	10 шт
15-14/24-25	21	0,12 мм	6,80 мм	860-121-18	860-121-22	1 шт	860-121-00	10 шт
15-14/24-25	22	0,12 мм	6,90 мм	860-122-18	860-122-22	1 шт	860-122-00	10 шт
15-14/24-25	23	0,12 мм	7,00 мм	860-123-18	860-123-22	1 шт	860-123-00	10 шт
15-14/24-25	24	0,12 мм	7,11 мм	860-124-18	860-124-22	1 шт	860-124-00	10 шт
15-14/24-25	25	0,12 мм	7,18 мм	860-125-18	860-125-22	1 шт	860-125-00	10 шт
15-14/24-25	26	0,12 мм	7,26 мм	860-126-18	860-126-22	1 шт	860-126-00	10 шт
15-14/24-25	27	0,12 мм	7,35 мм	860-127-18	860-127-22	1 шт	860-127-00	10 шт
15-14/24-25	28	0,12 мм	7,43 мм	860-128-18	860-128-22	1 шт	860-128-00	10 шт
15-14/24-25	29	0,12 мм	7,51 мм	860-129-18	860-129-22	1 шт	860-129-00	10 шт
15-14/24-25	30	0,12 мм	7,61 мм	860-130-18	860-130-22	1 шт	860-130-00	10 шт
15-14/24-25	31	0,12 мм	7,71 мм	860-131-18	860-131-22	1 шт	860-131-00	10 шт
15-14/24-25	32	0,12 мм	7,80 мм	860-132-18	860-132-22	1 шт	860-132-00	10 шт

CE 0483

¹⁾приваренные к брекету equilibrium® 790-206-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10
²⁾приваренные к брекету equilibrium® 790-218-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних 1-ых премоляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾			
44/34	1	0,12 мм	6,34 мм	861-101-18	861-101-22	1 шт	861-101-00	10 шт
44/34	2	0,12 мм	6,45 мм	861-102-18	861-102-22	1 шт	861-102-00	10 шт
44/34	3	0,12 мм	6,56 мм	861-103-18	861-103-22	1 шт	861-103-00	10 шт
44/34	4	0,12 мм	6,68 мм	861-104-18	861-104-22	1 шт	861-104-00	10 шт
44/34	5	0,12 мм	6,80 мм	861-105-18	861-105-22	1 шт	861-105-00	10 шт
44/34	6	0,12 мм	6,90 мм	861-106-18	861-106-22	1 шт	861-106-00	10 шт
44/34	7	0,12 мм	7,02 мм	861-107-18	861-107-22	1 шт	861-107-00	10 шт
44/34	8	0,12 мм	7,13 мм	861-108-18	861-108-22	1 шт	861-108-00	10 шт
44/34	9	0,12 мм	7,25 мм	861-109-18	861-109-22	1 шт	861-109-00	10 шт
44/34	10	0,12 мм	7,37 мм	861-110-18	861-110-22	1 шт	861-110-00	10 шт
44/34	11	0,12 мм	7,50 мм	861-111-18	861-111-22	1 шт	861-111-00	10 шт
44/34	12	0,12 мм	7,63 мм	861-112-18	861-112-22	1 шт	861-112-00	10 шт
44/34	13	0,12 мм	7,75 мм	861-113-18	861-113-22	1 шт	861-113-00	10 шт
44/34	14	0,12 мм	7,88 мм	861-114-18	861-114-22	1 шт	861-114-00	10 шт
44/34	15	0,12 мм	8,05 мм	861-115-18	861-115-22	1 шт	861-115-00	10 шт
44/34	16	0,12 мм	8,13 мм	861-116-18	861-116-22	1 шт	861-116-00	10 шт
44/34	17	0,12 мм	8,26 мм	861-117-18	861-117-22	1 шт	861-117-00	10 шт
44/34	18	0,12 мм	8,40 мм	861-118-18	861-118-22	1 шт	861-118-00	10 шт
44/34	19	0,12 мм	8,53 мм	861-119-18	861-119-22	1 шт	861-119-00	10 шт
44/34	20	0,12 мм	8,70 мм	861-120-18	861-120-22	1 шт	861-120-00	10 шт
44/34	21	0,12 мм	8,84 мм	861-121-18	861-121-22	1 шт	861-121-00	10 шт
44/34	22	0,12 мм	9,02 мм	861-122-18	861-122-22	1 шт	861-122-00	10 шт
44/34	23	0,12 мм	9,17 мм	861-123-18	861-123-22	1 шт	861-123-00	10 шт
44/34	24	0,12 мм	9,28 мм	861-124-18	861-124-22	1 шт	861-124-00	10 шт
44/34	25	0,12 мм	9,38 мм	861-125-18	861-125-22	1 шт	861-125-00	10 шт
44/34	26	0,12 мм	9,48 мм	861-126-18	861-126-22	1 шт	861-126-00	10 шт
44/34	27	0,12 мм	9,59 мм	861-127-18	861-127-22	1 шт	861-127-00	10 шт
44/34	28	0,12 мм	9,70 мм	861-128-18	861-128-22	1 шт	861-128-00	10 шт
44/34	29	0,12 мм	9,82 мм	861-129-18	861-129-22	1 шт	861-129-00	10 шт
44/34	30	0,12 мм	9,96 мм	861-130-18	861-130-22	1 шт	861-130-00	10 шт
44/34	31	0,12 мм	10,11 мм	861-131-18	861-131-22	1 шт	861-131-00	10 шт
44/34	32	0,12 мм	10,28 мм	861-132-18	861-132-22	1 шт	861-132-00	10 шт

CE 0483

¹⁾приваренные к брекету equilibrium[®] 790-210-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10
²⁾приваренные к брекету equilibrium[®] 790-222-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних 2-ых премоляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾			
45/35	1	0,12 мм	6,34 мм	862-101-18	862-101-22	1 шт	861-101-00	10 шт
45/35	2	0,12 мм	6,45 мм	862-102-18	862-102-22	1 шт	861-102-00	10 шт
45/35	3	0,12 мм	6,56 мм	862-103-18	862-103-22	1 шт	861-103-00	10 шт
45/35	4	0,12 мм	6,68 мм	862-104-18	862-104-22	1 шт	861-104-00	10 шт
45/35	5	0,12 мм	6,80 мм	862-105-18	862-105-22	1 шт	861-105-00	10 шт
45/35	6	0,12 мм	6,90 мм	862-106-18	862-106-22	1 шт	861-106-00	10 шт
45/35	7	0,12 мм	7,02 мм	862-107-18	862-107-22	1 шт	861-107-00	10 шт
45/35	8	0,12 мм	7,13 мм	862-108-18	862-108-22	1 шт	861-108-00	10 шт
45/35	9	0,12 мм	7,25 мм	862-109-18	862-109-22	1 шт	861-109-00	10 шт
45/35	10	0,12 мм	7,37 мм	862-110-18	862-110-22	1 шт	861-110-00	10 шт
45/35	11	0,12 мм	7,50 мм	862-111-18	862-111-22	1 шт	861-111-00	10 шт
45/35	12	0,12 мм	7,63 мм	862-112-18	862-112-22	1 шт	861-112-00	10 шт
45/35	13	0,12 мм	7,75 мм	862-113-18	862-113-22	1 шт	861-113-00	10 шт
45/35	14	0,12 мм	7,88 мм	862-114-18	862-114-22	1 шт	861-114-00	10 шт
45/35	15	0,12 мм	8,05 мм	862-115-18	862-115-22	1 шт	861-115-00	10 шт
45/35	16	0,12 мм	8,13 мм	862-116-18	862-116-22	1 шт	861-116-00	10 шт
45/35	17	0,12 мм	8,26 мм	862-117-18	862-117-22	1 шт	861-117-00	10 шт
45/35	18	0,12 мм	8,40 мм	862-118-18	862-118-22	1 шт	861-118-00	10 шт
45/35	19	0,12 мм	8,53 мм	862-119-18	862-119-22	1 шт	861-119-00	10 шт
45/35	20	0,12 мм	8,70 мм	862-120-18	862-120-22	1 шт	861-120-00	10 шт
45/35	21	0,12 мм	8,84 мм	862-121-18	862-121-22	1 шт	861-121-00	10 шт
45/35	22	0,12 мм	9,02 мм	862-122-18	862-122-22	1 шт	861-122-00	10 шт
45/35	23	0,12 мм	9,17 мм	862-123-18	862-123-22	1 шт	861-123-00	10 шт
45/35	24	0,12 мм	9,28 мм	862-124-18	862-124-22	1 шт	861-124-00	10 шт
45/35	25	0,12 мм	9,38 мм	862-125-18	862-125-22	1 шт	861-125-00	10 шт
45/35	26	0,12 мм	9,48 мм	862-126-18	862-126-22	1 шт	861-126-00	10 шт
45/35	27	0,12 мм	9,59 мм	862-127-18	862-127-22	1 шт	861-127-00	10 шт
45/35	28	0,12 мм	9,70 мм	862-128-18	862-128-22	1 шт	861-128-00	10 шт
45/35	29	0,12 мм	9,82 мм	862-129-18	862-129-22	1 шт	861-129-00	10 шт
45/35	30	0,12 мм	9,96 мм	862-130-18	862-130-22	1 шт	861-130-00	10 шт
45/35	31	0,12 мм	10,11 мм	862-131-18	862-131-22	1 шт	861-131-00	10 шт
45/35	32	0,12 мм	10,28 мм	862-132-18	862-132-22	1 шт	861-132-00	10 шт

CE 0483

¹⁾ приваренные к брекету equilibrium[®] 790-211-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10
²⁾ приваренные к брекету equilibrium[®] 790-223-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-ых и 2-ых верхних моляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)			
							Артикул	
17-16/26-27	1	0,15 мм	7,94 мм				870-001-00	10 шт
17-16/26-27	2	0,15 мм	8,06 мм				870-002-00	10 шт
17-16/26-27	3	0,15 мм	8,18 мм				870-003-00	10 шт
17-16/26-27	4	0,15 мм	8,30 мм				870-004-00	10 шт
17-16/26-27	5	0,15 мм	8,42 мм				870-005-00	10 шт
17-16/26-27	6	0,15 мм	8,54 мм				870-006-00	10 шт
17-16/26-27	7	0,15 мм	8,66 мм				870-007-00	10 шт
17-16/26-27	8	0,15 мм	8,78 мм				870-008-00	10 шт
17-16/26-27	9	0,15 мм	8,90 мм				870-009-00	10 шт
17-16/26-27	10	0,15 мм	9,02 мм				870-010-00	10 шт
17-16/26-27	11	0,15 мм	9,14 мм				870-011-00	10 шт
17-16/26-27	12	0,15 мм	9,26 мм				870-012-00	10 шт
17-16/26-27	13	0,15 мм	9,38 мм				870-013-00	10 шт
17-16/26-27	14	0,15 мм	9,50 мм				870-014-00	10 шт
17-16/26-27	15	0,15 мм	9,62 мм				870-015-00	10 шт
17-16/26-27	16	0,15 мм	9,74 мм				870-016-00	10 шт
17-16/26-27	17	0,15 мм	9,86 мм				870-017-00	10 шт
17-16/26-27	18	0,15 мм	9,98 мм				870-018-00	10 шт
17-16/26-27	19	0,15 мм	10,10 мм				870-019-00	10 шт
17-16/26-27	20	0,15 мм	10,22 мм				870-020-00	10 шт
17-16/26-27	21	0,15 мм	10,34 мм				870-021-00	10 шт
17-16/26-27	22	0,15 мм	10,46 мм				870-022-00	10 шт
17-16/26-27	23	0,15 мм	10,58 мм				870-023-00	10 шт
17-16/26-27	24	0,15 мм	10,70 мм				870-024-00	10 шт
17-16/26-27	25	0,15 мм	10,82 мм				870-025-00	10 шт
17-16/26-27	26	0,15 мм	10,94 мм				870-026-00	10 шт
17-16/26-27	27	0,15 мм	11,06 мм				870-027-00	10 шт
17-16/26-27	28	0,15 мм	11,18 мм				870-028-00	10 шт
17-16/26-27	29	0,15 мм	11,30 мм				870-029-00	10 шт
17-16/26-27	30	0,15 мм	11,42 мм				870-030-00	10 шт
17-16/26-27	31	0,15 мм	11,54 мм				870-031-00	10 шт
17-16/26-27	32	0,15 мм	11,66 мм				870-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-ых и 2-ых нижних моляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)			
							Артикул	
47-46/36-37	1	0,15 мм	8,94 мм				871-001-00	10 шт
47-46/36-37	2	0,15 мм	9,06 мм				871-002-00	10 шт
47-46/36-37	3	0,15 мм	9,18 мм				871-003-00	10 шт
47-46/36-37	4	0,15 мм	9,30 мм				871-004-00	10 шт
47-46/36-37	5	0,15 мм	9,42 мм				871-005-00	10 шт
47-46/36-37	6	0,15 мм	9,54 мм				871-006-00	10 шт
47-46/36-37	7	0,15 мм	9,56 мм				871-007-00	10 шт
47-46/36-37	8	0,15 мм	9,78 мм				871-008-00	10 шт
47-46/36-37	9	0,15 мм	9,90 мм				871-009-00	10 шт
47-46/36-37	10	0,15 мм	10,02 мм				871-010-00	10 шт
47-46/36-37	11	0,15 мм	10,14 мм				871-011-00	10 шт
47-46/36-37	12	0,15 мм	10,25 мм				871-012-00	10 шт
47-46/36-37	13	0,15 мм	10,38 мм				871-013-00	10 шт
47-46/36-37	14	0,15 мм	10,50 мм				871-014-00	10 шт
47-46/36-37	15	0,15 мм	10,62 мм				871-015-00	10 шт
47-46/36-37	16	0,15 мм	10,74 мм				871-016-00	10 шт
47-46/36-37	17	0,15 мм	10,86 мм				871-017-00	10 шт
47-46/36-37	18	0,15 мм	10,98 мм				871-018-00	10 шт
47-46/36-37	19	0,15 мм	11,10 мм				871-019-00	10 шт
47-46/36-37	20	0,15 мм	11,22 мм				871-020-00	10 шт
47-46/36-37	21	0,15 мм	11,34 мм				871-021-00	10 шт
47-46/36-37	22	0,15 мм	11,46 мм				871-022-00	10 шт
47-46/36-37	23	0,15 мм	11,58 мм				871-023-00	10 шт
47-46/36-37	24	0,15 мм	11,70 мм				871-024-00	10 шт
47-46/36-37	25	0,15 мм	11,82 мм				871-025-00	10 шт
47-46/36-37	26	0,15 мм	11,94 мм				871-026-00	10 шт
47-46/36-37	27	0,15 мм	12,06 мм				871-027-00	10 шт
47-46/36-37	28	0,15 мм	12,18 мм				871-028-00	10 шт
47-46/36-37	29	0,15 мм	12,30 мм				871-029-00	10 шт
47-46/36-37	30	0,15 мм	12,42 мм				871-030-00	10 шт
47-46/36-37	31	0,15 мм	12,54 мм				871-031-00	10 шт
47-46/36-37	32	0,15 мм	12,66 мм				871-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхних клыков, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)		Артикул	Количество
13/23	1	0,15 мм	7,10 мм				850-101-00	10 шт
13/23	2	0,15 мм	7,20 мм				850-102-00	10 шт
13/23	3	0,15 мм	7,30 мм				850-103-00	10 шт
13/23	4	0,15 мм	7,50 мм				850-104-00	10 шт
13/23	5	0,15 мм	7,60 мм				850-105-00	10 шт
13/23	6	0,15 мм	7,80 мм				850-106-00	10 шт
13/23	7	0,15 мм	7,90 мм				850-107-00	10 шт
13/23	8	0,15 мм	8,00 мм				850-108-00	10 шт
13/23	8.5	0,15 мм	8,10 мм				850-121-00	10 шт
13/23	9	0,15 мм	8,20 мм				850-109-00	10 шт
13/23	9.5	0,15 мм	8,30 мм				850-122-00	10 шт
13/23	10	0,15 мм	8,40 мм				850-110-00	10 шт
13/23	10.5	0,15 мм	8,50 мм				850-123-00	10 шт
13/23	11	0,15 мм	8,60 мм				850-111-00	10 шт
13/23	11.5	0,15 мм	8,70 мм				850-124-00	10 шт
13/23	12	0,15 мм	8,80 мм				850-112-00	10 шт
13/23	12.5	0,15 мм	8,90 мм				850-125-00	10 шт
13/23	13	0,15 мм	9,10 мм				850-113-00	10 шт
13/23	14	0,15 мм	9,20 мм				850-114-00	10 шт
13/23	15	0,15 мм	9,40 мм				850-115-00	10 шт
13/23	16	0,15 мм	9,50 мм				850-116-00	10 шт
13/23	17	0,15 мм	9,80 мм				850-117-00	10 шт
13/23	18	0,15 мм	9,90 мм				850-118-00	10 шт
13/23	19	0,15 мм	10,00 мм				850-119-00	10 шт
13/23	20	0,15 мм	10,10 мм				850-120-00	10 шт

CE 0483



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних клыков, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)			
43/33	1	0,12 мм	6,20 мм				851-101-00	10 шт
43/33	2	0,12 мм	6,30 мм				851-102-00	10 шт
43/33	3	0,12 мм	6,50 мм				851-103-00	10 шт
43/33	4	0,12 мм	6,60 мм				851-104-00	10 шт
43/33	5	0,12 мм	6,80 мм				851-105-00	10 шт
43/33	5.5	0,12 мм	6,90 мм				851-117-00	10 шт
43/33	6	0,12 мм	7,00 мм				851-106-00	10 шт
43/33	6.5	0,12 мм	7,10 мм				851-118-00	10 шт
43/33	7	0,12 мм	7,20 мм				851-107-00	10 шт
43/33	7.5	0,12 мм	7,30 мм				851-119-00	10 шт
43/33	8	0,12 мм	7,40 мм				851-108-00	10 шт
43/33	8.5	0,12 мм	7,50 мм				851-120-00	10 шт
43/33	9	0,12 мм	7,60 мм				851-109-00	10 шт
43/33	9.5	0,12 мм	7,80 мм				851-121-00	10 шт
43/33	10	0,12 мм	7,90 мм				851-110-00	10 шт
43/33	11	0,12 мм	8,00 мм				851-111-00	10 шт
43/33	12	0,12 мм	8,20 мм				851-112-00	10 шт
43/33	13	0,12 мм	8,30 мм				851-113-00	10 шт
43/33	14	0,12 мм	8,40 мм				851-114-00	10 шт
43/33	15	0,12 мм	8,60 мм				851-115-00	10 шт
43/33	16	0,12 мм	8,70 мм				851-116-00	10 шт

CE 0483



Кольца

Аксессуары



Материал для изготовления колец в катушках

Мягкий. Верхняя сторона отполирована, нижняя - матовая

<input checked="" type="checkbox"/>	Длина	Артикул	Количество
0,10 x 3,80 мм / 4 x 150	10 м	812-038-00	1 шт
0,12 x 4,55 мм / 5 x 180	10 м	813-045-00	1 шт
0,15 x 4,55 мм / 6 x 180	10 м	814-045-00	1 шт

CE 0483



Матрица для колец в катушках

Материал No.: 1.4310, пружино жесткая

Толщина и ширина	Длина	Артикул	Количество
0.05 x 5.00 мм	1 м	831-601-00	1 шт
0.05 x 5.00 мм	10 м	831-701-00	1 шт
0.05 x 6.00 мм	1 м	831-606-00	1 шт
0.05 x 7.00 мм	1 м	831-603-00	1 шт
0.05 x 7.00 мм	10 м	831-703-00	1 шт

CE

Кольца

Аксессуары

Шкафчик для колец

Стандартная пластиковая модель

Для хранения преформированных колец, 10 лотков (без содержимого или вакуум - сформированных вставок)

Измерения (ВхШхД)	Артикул	Количество
31 x 27.5 x 25 см	890-414-00	1 шт



Лотки с крышками и вставками

Для шкафчика для колец

Маркировка	Артикул	Количество
Standard верхние кольца на клыки	890-420-00	1 шт
Standard нижние кольца на клыки	890-421-00	1 шт
Standard верхние кольца на премоляры	890-422-00	1 шт
Standard нижние кольца на премоляры	890-423-00	1 шт
Standard верхние кольца на моляры	890-424-00	1 шт
Standard нижние кольца на моляры	890-425-00	1 шт
dentaform® нижние кольца на резцы	890-419-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 1-го моляра, правого	890-426-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 1-го моляра, левого	890-427-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 2-го моляра, правого	890-428-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 2-го моляра, левого	890-429-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 1-го моляра, правого	890-430-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 1-го моляра, левого	890-431-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 2-го моляра, правого	890-432-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 2-го моляра, левого	890-433-00	1 шт
Прямая адгезивная техника	890-412-00	1 шт
Выдвижной ящик	890-406-00	1 шт



Кольца

Аксессуары



Стоппер

Для шкафчика для колец

Артикул **890-414-10** 1 шт



Крышка-крепление

Для шкафчика для колец (артикул 890-414-00).
Для сборки шкафчика для колец
включает стоппер (артикул 890-414-10).

Артикул **890-402-00** 1 шт



Расширяющая рамка

Для увеличения вместительности шкафчика для колец.
Стоппер в комплект не входит

Артикул **890-407-00** 1 шт



Дно шкафчика (основание)

Для шкафчика для колец (Артикул 890-414-00).
Для сборки шкафчика для колец.
Стоппер в комплект не входит

Артикул **890-403-00** 1 шт

Кольца



20 horizontal lines for writing.