

# Внутри и внеротовые устройства

## Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые



### Приспособление для установки эластиков

Для размещения и удаления внутриротовых эластиков  
Цвет: ассортимент цветов

Артикул **772-400-00** 50 шт

CE



### DISCO внутриротовые разноцветные латексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»

#### Сила:

Рейтинг силы основан на растяжении эластика в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм / 3/16 дюйма	<b>772-514-00</b>	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	<b>772-516-00</b>	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	<b>772-517-00</b>	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм / 3/16 дюйма	<b>772-524-00</b>	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	<b>772-526-00</b>	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	<b>772-527-00</b>	25 x 100 шт

CE 0483

### Внутриротовые латексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»
















Упаковки с эластиками промаркированы символами в соответствии с размером и силой.

Таким образом, каждый тип может быть легко определен.

**Сила:**

Рейтинг силы основан на растяжении эластички в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.



Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	<b>772-103-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	<b>772-104-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	<b>772-106-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	<b>772-107-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	<b>772-109-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	<b>772-113-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	<b>772-114-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	<b>772-116-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	<b>772-117-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	<b>772-119-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	<b>772-123-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	<b>772-124-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	<b>772-125-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	<b>772-126-00</b>	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	<b>772-127-00</b>	10 x 100 шт	

CE 0483

# Внутри и внеротовые устройства

## Эластики и вспомогательное оборудование/ Внутриротовые


















### Внутриротовые нелатексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»

Упаковки с эластиками промаркированы символами в соответствии с размером и силой. Таким образом, каждый тип может быть легко определен.

**Сила:**

Рейтинг силы основан на растяжении эластика в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество	
 1	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	<b>772-303-00</b>	10 x 100 шт
 2	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	<b>772-304-00</b>	10 x 100 шт
 3	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	<b>772-306-00</b>	10 x 100 шт
 4	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	<b>772-307-00</b>	10 x 100 шт
 5	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	<b>772-309-00</b>	10 x 100 шт
 6	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	<b>772-313-00</b>	10 x 100 шт
 7	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	<b>772-314-00</b>	10 x 100 шт
 8	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	<b>772-316-00</b>	10 x 100 шт
 9	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	<b>772-317-00</b>	10 x 100 шт
 10	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	<b>772-319-00</b>	10 x 100 шт
 11	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	<b>772-323-00</b>	10 x 100 шт
 12	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	<b>772-324-00</b>	10 x 100 шт
 13	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	<b>772-325-00</b>	10 x 100 шт
 14	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	<b>772-326-00</b>	10 x 100 шт
 15	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	<b>772-327-00</b>	10 x 100 шт

☎ 0483



### Контейнер для внутриротовых эластиков

Для мини упаковок пациентов.

С настенным кронштейном.

Размеры (ШxВxД): 508 x 169 x 107 мм

Цвет: белый

Артикул **772-000-00**

1 шт

### Внутриротовые латексные эластики

Специальные размеры

От клыка до клыка, для лицевых дуг с крючками для клыков. Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости». Рейтинг силы основан на растяжении эластика в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
Средняя 1.3 Н (128 г)	16 мм / 5/8 дюйма	<b>772-100-00</b>	1000 шт
Средняя 1.3 Н (128 г)	19 мм / 3/4 дюйма	<b>772-200-00</b>	1000 шт

☎ 0483

### Эластичная лигатура

Для ротации передвижения клыков, восьмиобразного лигирования и т.д.

- с шершавыми поверхностями, обеспечивающими прикрепление
- невероятно высокая сила растяжения
- постоянная сила

Цвет	Наружный Ø	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	0.65 мм / 25	7.5 м	<b>775-210-01</b>	1 шт

CE 0483



### Elasto-Force эластичная лигатурная нить

Для ротации передвижения клыков, восьмиобразного лигирования и т.д.

Легко затягивать, т.к. нить полая

Цвет	Наружный Ø	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	0.65 мм / 25	15 м	<b>774-205-00</b>	1 шт

CE 0483



### Dentalastics® ротационные клинья

Для индивидуального вращения зуба.

Цвет	Артикул	Количество
серый	<b>774-003-00</b>	100 шт
полупрозрачный	<b>774-000-00</b>	100 шт

CE 0483



### Dentalastics® пластиковые лигатуры

Для лигирования дуг к брекетам.

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	<b>774-002-01</b>	1000 шт

CE 0483



# Внутри и внеротовые устройства

## Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые



### Dentalastics® сепараторы

Для быстрой и лёгкой сепарации зубов. Рентгеноконтрастные (идеальная установка 60 кВ и 3 мА).

Цвет	Внутренний Ø	Показания	Артикул	Количество
зеленый	1.5 mm	для передних зубов	<b>774-100-01</b>	1000 шт
синий	2.1 mm	для задних зубов	<b>774-200-01</b>	1000 шт


CE 0483



### Elasto-Force эластичные пластиковые цепочки

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м	•	<b>774-220-00</b>	1 рулон
розовый	1.3 мм	4.5 м	•	<b>774-231-00</b>	1 рулон
синий	1.3 мм	4.5 м	•	<b>774-232-00</b>	1 рулон
красный	1.3 мм	4.5 м	•	<b>774-233-00</b>	1 рулон
серебряный металлик	1.3 мм	4.5 м	•	<b>774-235-00</b>	1 рулон
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м		<b>774-221-00</b>	1 рулон
синий	1.3 мм	4.5 м		<b>774-226-00</b>	1 рулон
серебряный металлик	1.3 мм	4.5 м		<b>774-229-00</b>	1 рулон
жемчужный	1.3 мм	4.5 м		<b>774-236-00</b>	1 рулон

CE 0483



### SUPER Elasto-Force эластичные пластиковые цепочки

Постоянное давление с более продолжительным по времени эффектом. Высокая эластичность с отличной упругостью.

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м	•	<b>774-217-00</b>	1 рулон
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м		<b>774-216-00</b>	1 рулон

CE 0483

### Dentalastics® personal набор

#### Разноцветные пластиковые лигатуры


Специальные тонкие пластиковые лигатуры для лигирования дуг к брекетам.

#### Содержимое набора:

Все 11 цветов, 4 модуля каждого, всего 44 модуля x 22 кольца = 968 шт

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
все цвета	1.3 мм	<b>774-561-01</b>	1 набор

CE 0483



### Dentalastics® personal пакеты с модулями по цветам

Специальные тонкие пластиковые лигатуры для лигирования дуг к брекетам.

#### Содержимое:

45 модулей x 22 кольца = 990 шт

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
серебряный	1.3 мм	<b>774-549-00</b>	1 пакет
полупрозрачный	1.3 мм	<b>774-551-00</b>	1 пакет
черный	1.3 мм	<b>774-552-00</b>	1 пакет
белый	1.3 мм	<b>774-553-00</b>	1 пакет
розовый	1.3 мм	<b>774-554-00</b>	1 пакет
синий	1.3 мм	<b>774-555-00</b>	1 пакет
красный	1.3 мм	<b>774-556-00</b>	1 пакет
пурпурный	1.3 мм	<b>774-557-00</b>	1 пакет
желтый	1.3 мм	<b>774-558-00</b>	1 пакет
зеленый	1.3 мм	<b>774-559-00</b>	1 пакет
оранжевый	1.3 мм	<b>774-560-00</b>	1 пакет
жемчужный	1.3 мм	<b>774-563-00</b>	1 пакет

CE 0483

