

Металлический зажим „Крокодил“

Для аппарата OrthoPhaser®.

Длина кабеля: 100 см

REF 090-403-00

1 штука



Аппарат точечной сварки Junior 3000

- без непрерывной пайки
- переключатель для рабочего режима
- соединение с ручным электродом
- соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная педаль в комплект не входят!



Сетевое напряжение	REF	Количество
230 В	077-000-00	1 штука

Технические данные

Мощность	115 Вт
Сварочный ток	до 1.200 А
Режим сварки	2 режима
Режим пайки	1 режим
Сетевой предохранитель	2 А
Частота сети	50/60 Гц
Вес	7 кг
Размеры (ширина x высота x глубина)	335 x 130 x 310 мм

Аппараты для сварки и принадлежности



Аппарат точечной сварки Assistant 3000

- кнопка для непрерывной пайки
- LED-дисплей
- автоматическое определение напряжения
- ограничение тока при подключении неправильного электрода
- энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим включается, если аппарат не используется 10 минут)
- Индикатор ошибки при:
 - перегреве
 - подключении неправильного электрода
- соединение с ручным электродом
- соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная педаль в комплект не входят!

Сетевое напряжение	REF	Количество
110–240 В	078-000-00	1 штука

Технические данные

Мощность	140 Вт
Сварочный ток	до 2.000 А
Режим сварки	6 режима
Режим пайки	2 режима, непрерывная пайка
Сетевой предохранитель	3,15 А
Частота сети	50–60 Гц
Вес	8 кг
Размеры (ширина x высота x глубина)	335 x 130 x 310 мм

Аппарат точечной сварки Master 3000

- бесступенчатое регулирование мощности в любом режиме
- кнопка для непрерывной пайки
- LCD-дисплей, 5 языков (немецкий, английский, французский, итальянский и испанский)
- автоматическое определение напряжения (110–240 В)
- ограничение тока при подключении неправильного электрода
- энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим включается, если аппарат не используется 10 минут)
- Индикатор ошибки при:
 - перегреве
 - подключении неправильного электрода
 - системной ошибке
- соединение с принтером для документации пациента (REF 090-581-00)
- соединение с ручным электродом
- соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная педаль в комплект не входят!



Сетевое напряжение	REF	Количество
110–240 В	079-000-00	1 штука

Технические данные

Мощность	140 Вт
Сварочный ток	до 2.200 А
Режим сварки	без режима
Режим пайки	без режима, непрерывная пайка
Сетевой предохранитель	3,15 А
Частота сети	50–60 Гц
Вес	8,2 кг
Размеры (ширина x высота x глубина)	335 x 130 x 310 мм

Аппараты для сварки и принадлежности



Ножная педаль

Подходит для аппаратов точечной сварки Junior 3000, Assistant 3000 и Master 3000.

REF 080-116-00

1 штука



Ручные электроды, штучные

Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

REF 081-101-00

1 штука



Держатель для ручного электрода

Подходит для аппаратов точечной сварки Junior 3000, Assistant 3000 и Master 3000.

Вариант	REF	Количество
для правой и левой сторон	081-204-00	2 штуки
для правой стороны	081-205-00	1 штука
для левой стороны	081-206-00	1 штука



Угольный электрод

Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

- медный корпус

REF 081-601-00

1 штука



Электрод, зазубренный

Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

- для неполного отжига, закалки и сварки

REF 081-501-00

2 штуки



Зажимный электрод

Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

- для неполного отжига, закалки и сварки

REF 081-701-00

1 штука